

NutriFlow: Plataforma SaaS Cloud para la Gestión Integral de Consultas Nutricionales

Autor: Benjamín González y Alvaro Uribe

Docente: Jose Ignacio Campos Arevalo

Asignatura: Taller aplicado de programación

Sección: 001D

Fecha de Entrega: 9 de Abril del 2026

NutriFlow: Plataforma SaaS Cloud para la Gestión Integral de Consultas Nutricionales..	1
Autor: Benjamín González y Alvaro Uribe.....	1
Docente: Jose Ignacio Campos Arevalo.....	1
Asignatura: Taller aplicado de programación.....	1
Sección: 001D.....	1
Fecha de Entrega: 9 de Abril del 2026.....	1
1. Introducción.....	3
El presente documento detalla el primer estado de avance del proyecto de desarrollo de software "NutriFlow", concebido para la asignatura Taller Aplicado de Programación. El propósito de este informe es establecer las bases arquitectónicas, metodológicas y de planificación para la construcción de una plataforma SaaS orientada a profesionales de la nutrición. A lo largo de este documento, se identificará la problemática actual del cliente, se definirán los objetivos y el alcance del sistema, y se justificará la elección de un stack tecnológico moderno (React, Python, PostgreSQL) basado en servicios Cloud, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la industria.....	
2. Contexto del Proyecto.....	4
2.1 Planteamiento del Modelo de Solución NutriFlow es una plataforma SaaS (Software as a Service) diseñada para digitalizar y optimizar el flujo de trabajo clínico de profesionales de la nutrición. La solución tecnológica impacta el negocio al centralizar cálculos matemáticos complejos y la planificación de menús en una única interfaz web, eliminando la dependencia de planillas de cálculo estáticas.....	
3. Descripción del Problema u Oportunidad.....	4
3.1 Identificación de la Problemática.....	
4. Objetivos del Proyecto.....	5
4.1 Objetivo General Desarrollar e implementar NutriFlow, una plataforma SaaS en la nube para la gestión integral de consultas nutricionales que centralice cálculos metabólicos y automatice la planificación visual de pautas alimentarias durante el año 2026.....	
4.2 Objetivos Específicos.....	
5. Descripción de la Situación Inicial del Cliente.....	5
5.1 Alcance del Proyecto.....	
6. Planificación.....	6
7. Determinación de las tecnologías adecuadas.....	6
8. Descripción de los servicios cloud que utilizará (IaaS, PaaS, SaaS).....	6
9. Conceptualización.....	7
10. Diseño de arquitectura, ambientes y plan de pruebas.....	8

1. Introducción

El presente documento detalla el primer estado de avance del proyecto de desarrollo de software "NutriFlow", concebido para la asignatura Taller Aplicado de Programación. El propósito de este informe es establecer las bases arquitectónicas, metodológicas y de planificación para la construcción de una plataforma SaaS orientada a profesionales de la nutrición. A lo largo de este documento, se identificará la problemática actual del cliente, se definirán los objetivos y el alcance del sistema, y se justificará la elección de un stack tecnológico moderno (React, Python, PostgreSQL) basado en servicios Cloud, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la industria.

2. Contexto del Proyecto


2.1 Planteamiento del Modelo de Solución NutriFlow es una plataforma SaaS (Software as a Service) diseñada para digitalizar y optimizar el flujo de trabajo clínico de profesionales de la nutrición. La solución tecnológica impacta el negocio al centralizar cálculos matemáticos complejos y la planificación de menús en una única interfaz web, eliminando la dependencia de planillas de cálculo estáticas.

Procesos de Negocio Afectados: Los flujos de trabajo que se verán optimizados incluyen el cálculo de la Tasa Metabólica Basal (TMB), el ajuste dinámico de macronutrientes según pesos de referencia clínicos, la traducción de requerimientos calóricos a porciones de intercambio, y la generación algorítmica de pautas alimentarias personalizadas según las restricciones del paciente.

3. Descripción del Problema u Oportunidad

3.1 Identificación de la Problemática

Análisis de Causas: Actualmente, el profesional de la nutrición utiliza herramientas dispersas y de ofimática tradicional (múltiples hojas de cálculo en Excel) para gestionar cálculos metabólicos y diseñar pautas. Las fórmulas y cruces de datos se realizan de manera manual o semi-automatizada, sin una base de datos relacional que conecte al paciente con equivalencias alimentarias.



Análisis de Efectos: Esta dispersión de herramientas trae como consecuencia una alta carga cognitiva para el profesional, pérdida de tiempo valioso en cada consulta clínica (aproximadamente 30-40 minutos por paciente solo en cuadrar macronutrientes), y una rigidez en la entrega de pautas alimentarias que afecta la adherencia del paciente final.

4. Objetivos del Proyecto

4.1 Objetivo General Desarrollar e implementar NutriFlow, una plataforma SaaS en la nube para la gestión integral de consultas nutricionales que centralice cálculos metabólicos y automatice la planificación visual de pautas alimentarias durante el año 2026.

4.2 Objetivos Específicos

- **Objetivo 1:** Implementar una interfaz de usuario Drag & Drop funcional para la distribución de porciones, evaluada mediante pruebas de usabilidad donde al menos el 85% de los usuarios objetivo logren estructurar una pauta alimentaria completa en menos de 5 minutos.
- **Objetivo 2:** Desarrollar una arquitectura de backend híbrida orientada a microservicios (Backend-Core en NestJS y Backend-Math en FastAPI) que procese asincrónicamente el cálculo algorítmico de fórmulas clínicas y ejecute un motor de recomendación de menús, reduciendo el tiempo de cálculo y cruce de datos manual en un 95% (pasando de un promedio de 15 minutos a menos de 1 minuto) y

garantizando tiempos de respuesta del servidor inferiores a 800 milisegundos bajo alta concurrencia.

- **Objetivo 3:** Estructurar una base de datos relacional normalizada en 3FN para gestionar equivalencias nutricionales y recetas, implementando encriptación en el 100% de los datos sensibles de pacientes y garantizando tiempos de consulta inferiores a 100ms para la carga de bibliotecas.

5. Descripción de la Situación Inicial del Cliente


5.1 Alcance del Proyecto

- **Límites del sistema:** El proyecto abarca el desarrollo de la plataforma web exclusiva para el profesional nutricionista, incluyendo 5 módulos clave: Calculadora TMB, Cuadrador de Macros, Armador de Pautas, Pizarra Drag & Drop y Algoritmo de Sugerencias. Queda fuera del alcance el desarrollo de una aplicación móvil nativa para el paciente o pasarelas de pago.
- **Entregables:** Documentación de requerimientos (ERS), diagramas de arquitectura y base de datos (DER), código fuente del Producto Mínimo Viable (MVP) y despliegue en servidor Cloud.
- **Supuestos:** El cliente cuenta con conexión a internet estable, utiliza dispositivos modernos (notebook o tablet) en su consulta y proveerá la base de datos inicial de alimentos y recetas.
- **Restricciones:** El proyecto cuenta con un límite de tiempo académico de 16 semanas para su fase de desarrollo y entrega.

6. Planificación

5. Planificación de las actividades a realizar El proyecto se estructura mediante una Carta Gantt que abarca 16 semanas, dividida en las siguientes fases:

- Fase de Inicio (Semanas 1-3): Levantamiento de requerimientos, diseño de UI/UX (Figma) y estructuración de la base de datos.
- Fase de Desarrollo (Semanas 4-12): Programación del motor matemático en el backend, construcción de la interfaz visual Drag & Drop en React, y desarrollo del algoritmo de sugerencias.
- Fase de Cierre (Semanas 13-16): Pruebas de usuario (UAT), corrección de bugs, redacción de manuales y despliegue del sistema en el servidor Cloud.
- Asignación de Responsabilidades: Las tareas han sido asignadas equitativamente en la Carta Gantt. Benjamín González y Alvaro Uribe operarán como Fullstack Developers; sin embargo, Alvaro liderará el diseño de la arquitectura de la base de datos (PostgreSQL), mientras Benjamín liderará la implementación visual e interactividad en el Frontend (React).



7. Determinación de las tecnologías adecuadas

- Frontend: React.js para interfaces reactivas.
- Backend: Arquitectura híbrida utilizando Python (FastAPI) para el procesamiento algorítmico y matemático, y TypeScript (NestJS) para la gestión de usuarios y lógica de negocio secundaria.
- Base de Datos y Caché: PostgreSQL (relacional) para mantener la integridad de equivalencias nutricionales, y Redis para optimizar tiempos de respuesta en la interfaz interactiva.
- Infraestructura: Docker para la contenerización de servicios.

8. Descripción de los servicios cloud que utilizará (IaaS, PaaS, SaaS)

Justificación y razones de la elección de la tecnología:

La plataforma NutriFlow será distribuida a los nutricionistas bajo el modelo SaaS (Software as a Service), permitiendo a los clientes acceder a la herramienta directamente desde cualquier navegador web. Para soportar esto, la infraestructura utilizará servicios PaaS (Platform as a Service) o IaaS (Infrastructure as a Service) de proveedores como DigitalOcean, Render, Oracle Cloud o AWS.

Un modelo Cloud es superior a una solución On-Premise porque garantiza alta disponibilidad del sistema desde cualquier ubicación geográfica, delega el mantenimiento del hardware al proveedor y permite escalar los recursos del servidor (CPU/RAM) de manera elástica a medida que aumenta la cartera de pacientes y la biblioteca de recetas.

9. Conceptualización

8. Descripción completa del propósito de la solución El núcleo de la solución es eliminar la carga operativa matemática de la planificación nutricional. El valor agregado radica en la pizarra "Drag & Drop", que respeta el sello visual del profesional, y en el motor algorítmico que sugiere platos compatibles automáticamente, reduciendo tiempos de atención y estandarizando la calidad del servicio.

Atributos de Calidad (NFRs):

- Integridad: Garantizada mediante llaves foráneas y normalización en PostgreSQL para evitar orfandad en las equivalencias de alimentos y recetas.
- Confiabilidad: Despliegue en contenedores Docker para asegurar que el entorno de producción replique exactamente el entorno de desarrollo, mitigando caídas del sistema.
- Precisión: Uso de tipos de datos estrictos en Python para el cálculo de gramos y calorías sin pérdida por redondeos inapropiados.
- Oportunidad: Baja latencia asegurada mediante el uso de FastAPI y caché en memoria con Redis, cumpliendo respuestas menores a 1 segundo para la reactividad del frontend.
- Seguridad: Autenticación basada en tokens JWT y encriptación de contraseñas con bcrypt.

9. Definición de metodología

- Metodología y Ciclo de Vida: Se utilizará un ciclo de vida iterativo e incremental, apoyado en un marco de trabajo ágil. Esto se justifica plenamente con la naturaleza del proyecto, ya que los plazos definidos (16 semanas) requieren ir entregando software funcional en hitos cortos (sprints) para recibir feedback constante del profesional nutricionista, minimizando el riesgo de errores en la etapa final.

- Patrones de Diseño Adoptados: Se utilizará un patrón de arquitectura Cliente-Servidor mediante una API REST. Específicamente en el backend, se aplicará el patrón Repository/MVC, el cual permite desacoplar el acceso a la base de datos de la lógica de negocio principal.

10. Elaboración de toda la documentación asociada

- Gestión y Entregas Parciales: De acuerdo con los estándares de calidad y gestión de proyectos, el avance se certificará mediante la liberación progresiva de los 5 hitos definidos. Se contemplan entregas parciales funcionales demostrables al cliente.
- Certificación de Calidad Final: Toda la solución y su documentación estarán respaldadas por pruebas unitarias y de integración enfocadas en las funciones algorítmicas críticas (como el cálculo matemático de la TMB y el algoritmo de filtrado de recetas) antes de realizar el pase definitivo a producción.

11. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UI/UX)

Iniciar Sesión

Accede a tu panel clínico

CORREO ELECTRÓNICO

|hombre@ejemplo.com

Completa este campo

CONTRASEÑA

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Ingresar →

¿No tienes una cuenta? [Solicitar Acceso](#)

Figura 3: login del usuario.

Dashboard Clínico

Calculadoras y Planificación Nutricional

Información del Paciente

Nombre

Juan Pérez

Edad

45

Sexo

Masculino

Talla (cm)

175

Peso Real (kg)

85

Recordar datos para la próxima sección

Establecer como paciente activo

Calculadora de Tasa Metabólica Basal (TMB)

Seleccionar Fórmulas para Promediar

Harris-Benedict

Mifflin-St Jeor

OMS

Ireton-Jones

Fórmula	TMB (kcal/día)
Harris-Benedict	1807
Mifflin-St Jeor	1724

Promedio Tasa Metabólica Basal

1766 kcal/día

Figura 3: Interfaz del Dashboard Clínico renderizando los cálculos metabólicos (TMB y Macronutrientes) obtenidos desde el motor matemático.

Planificación de Macronutrientes

Ajuste manual y visualización en tiempo real

Guardar Pauta

Calorías Totales Objetivo

2570

kcal/día

Peso de Referencia

150

kilogramos

Total Calculado

3431

kcal/día

Balance Automático

Activo

Auto-ajuste a 100%

Porcentaje (%)

Gramos Totales (g)

g/kg

Proteínas

61%

395g

Calorías

1580 kcal

Porcentaje

61%

Gramos

395g

g/kg

2.6

Carbohidratos

45%

289g

Calorías

1157 kcal

Porcentaje

45%

Gramos

289g

g/kg

1.9

Grasas

27%

77g

Calorías

574 kcal

Porcentaje

27%

Gramos

77g

g/kg

1.1

Distribución Calórica

Proteínas: 61%

Carbohidratos: 45%

Grasas: 27%

Comparativa de Macronutrientes

Proteínas

Carbohidratos

Grasas

Figura 5: Planificación de macronutrientes del nutricionista.


12. Diseño de arquitectura, ambientes y plan de pruebas

1. Diseño de la Solución: Modelo de Vistas 4+1 de Kruchten

Este modelo nos permite documentar los componentes funcionales e interacciones del sistema NutriFlow desde múltiples perspectivas complementarias, orientando un desarrollo eficiente y escalable.

1.1. Vista de Escenarios (Casos de Uso - "El +1") Une todas las vistas y define las características del producto final desde la perspectiva de la lógica de negocio clínica.


- **Escenario Principal (Generación de Cálculos y Pautas):** El profesional nutricionista ingresa los datos del paciente (peso, talla, edad) en el cliente web; el Frontend envía el payload JSON al Backend-Core (NestJS), el cual enruta la petición hacia el Backend-Math (FastAPI). El motor matemático procesa las fórmulas asíncronamente y retorna el resultado para ser almacenado en PostgreSQL y visualizado en el dashboard.




1.2. Vista Lógica (Diseño del Software) Representa la estructura interna del código dividida funcionalmente:

- **Capa de Presentación:** Desarrollada en React.js para garantizar la interactividad del "Drag & Drop".
- **Capa de Negocio y Seguridad:** Desarrollada en TypeScript con NestJS, aplicando un patrón MVC/Repository para el manejo de usuarios.


- **Capa de Procesamiento Algorítmico:** Desarrollada en Python con FastAPI para procesar cálculos de alto rendimiento utilizando Pydantic.




Valida credenciales de




1
Gestiona
0..*



1
Posee
0..*




1
Genera
1





Consume (HTTP POST)



1.3. Vista de Procesos (Flujo y Concurrency) Modela la ejecución dinámica, enfocándose en el rendimiento de la API híbrida. La comunicación se rige por un flujo REST asíncrono; las peticiones desde el Frontend son validadas mediante tokens JWT en la puerta de enlace de NestJS, para luego autorizar el procesamiento matemático interno en FastAPI sin bloquear el hilo principal.







1.4. Vista de Desarrollo (Estructura del Código) La organización del proyecto en el repositorio Git se divide bajo un estándar modular, separando los dominios:

- > producto / nutriflow-frontend
- > producto / backend-core
- > producto / backend-math

1.5. Vista de Despliegue (Infraestructura Cloud) Muestra cómo se distribuye físicamente la solución SaaS en un ambiente de alta disponibilidad:

- **Nodo de Persistencia:** Base de datos PostgreSQL alojada de manera centralizada en Supabase.
- **Nodos de Cómputo (PaaS):** Contenedores independientes para alojar el tráfico HTTP de NestJS y FastAPI.
- **Nodo Cliente:** Navegador web consumiendo archivos estáticos servidos desde la nube.
- **Nodo de Caché de Alto Rendimiento (SaaS):** Instancia serverless de Redis (Upstash) encargada del almacenamiento en memoria caché.
(Nota para ustedes: Peguen aquí su diagrama de despliegue o componentes)

2. Detalle de Configuración de Servidores (Producción y Pruebas)

Para garantizar la paridad de ambientes (Desarrollo vs. Producción), el entorno de pruebas local se configura de manera estructurada y equivalente a la nube.

2.1. Receta del Servidor / Configuración Base Este archivo automatiza la carga de lenguajes y bibliotecas requeridas por el motor matemático de NutriFlow:

Dockerfile

- # Instalación de dependencias del sistema para el Motor Matemático
- FROM python:3.11-slim
- RUN apk add --no-cache bash git
- WORKDIR /app
- # Instalar gestor de dependencias ultrarrápido (uv) e instalar librerías
- COPY requirements.txt .
- RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
- COPY . .
- # Exponer puerto para FastAPI
- CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

2.2. Configuración de Variables de Entorno (.env.test / .env.prod) Definición de las conexiones e intereses de seguridad en el ambiente:

Fragmento de código

- APP_ENV=prod
 - JWT_SECRET=super_secret_nutriflow_token_2026
 - # Conexión directa a Supabase (Producción)
 - DATABASE_URL="postgresql://postgres:secure_pass_prod@aws-0-sa-east-1.pooler.supabase.com:5432/nutriflow"
 - MATH_ENGINE_API_URL="http://localhost:8000/api"
-

3. Procedimiento de Copia de Seguridad y Sincronización (Backup & Restore)

Para certificar los avances e interactuar con datos reales en el ambiente de pruebas local, se detalla el procedimiento para respaldar y restaurar la base de datos general de NutriFlow de forma segura.

Paso 1: Extracción del Backup desde Producción Se ejecuta el comando nativo de PostgreSQL para generar un volcado de datos comprimido de la base de datos alojada en Supabase, resguardando la integridad de las tablas de alimentos y equivalencias: `pg_dump -h aws-0-sa-east-1.pooler.supabase.com -U postgres -d nutriflow_prod -F c -b -v -f /backups/nutriflow_prod.backup`

Paso 2: Limpieza y Preparación del Ambiente de Pruebas Antes de restaurar, se asegura la consistencia de esquemas en el ambiente de desarrollo local: `psql -h localhost -U postgres -d nutriflow_test -c "DROP SCHEMA public CASCADE; CREATE SCHEMA public;"`

Paso 3: Restauración en el Ambiente de Pruebas Se inyecta el backup oficial para reflejar la realidad productiva de las equivalencias nutricionales: `pg_restore -h localhost -U postgres -d nutriflow_test -v /backups/nutriflow_prod.backup`

3.1. Plan de Respaldo Automatizado (Backup)

Para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos clínicos de la plataforma NutriFlow, se ha implementado una estrategia de copias de seguridad automatizadas mediante integración continua. Se configuró un *workflow* en GitHub Actions que se ejecuta diariamente mediante una expresión *cron*. Este proceso instancia un entorno virtual Linux, se autentica de forma segura a través de los *Repository Secrets* hacia el *connection pooler* de Supabase y ejecuta un volcado de datos comprimido utilizando la utilidad nativa `pg_dump`. Los archivos resultantes se almacenan como artefactos encriptados dentro del repositorio con una política de retención de 7 días, cumpliendo con los estándares de resiliencia requeridos para un entorno SaaS.

4. Diseño de plan de pruebas 4.1. Plan de Pruebas de Software (Matriz de Casos de Prueba): A continuación, se representan en forma clara y precisa las acciones, funcionalidades a comprobar y los resultados esperados basados en el diseño de las APIs de los microservicios y de los componentes del frontend:

Nº Caso de Uso	Caso de Uso	MÓDULO	FUNCIONALIDAD	Nº CASO DE PRUEBA	CASOS DE PRUEBAS (QUE PROBAR)	PROCEDIMIENTO DE PRUEBA (COMO)	DATOS DE PRUEBA (CON QUE PROBAR)	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO			Descripción
									SI	NO	N/A	
1	Iniciar sesión	Autenticación (Supabase Auth)	Funcional	CP-01	Login con credenciales válidas	1) Abrir /login 2) Ingresar email y contraseña 3) Presionar 'Iniciar sesión'	nutri@nutriflow.cl / contraseña válida	Supabase emite el JWT, el frontend lo almacena y redirige al dashboard	X			Acceso correcto; se muestra el dashboard del nutricionista
1	Iniciar sesión	Autenticación	Validación	CP-02	Rechazo de credenciales inválidas	1) Abrir /login 2) Ingresar contraseña errónea 3) Enviar	email válido + contraseña incorrecta	No se emite token, se muestra mensaje de error y permanece en /login	X			El sistema informa credenciales inválidas y no permite el ingreso
2	Crear paciente	Pacientes	Funcional	CP-03	Alta de paciente con RUT válido y evaluación inicial	1) Pacientes → 'Nuevo paciente' 2) Completar datos + talla/peso 3) Guardar	Juan Pérez, 1990-05-20, 175 cm, 70 kg, RUT 12.345.678-5	Paciente creado con evaluación inicial; se invalida la caché y aparece en la lista	X			Paciente creado y visible en el listado
2	Crear paciente	Pacientes	Validación	CP-04	Rechazo de RUT con dígito verificador inválido	1) 'Nuevo paciente' 2) Ingresar RUT con DV errado 3) Guardar	RUT 12.345.678-0 (DV correcto = 5)	HTTP 400: 'El RUT ingresado no es válido (verifica el dígito verificador)'	X			El sistema bloquea el guardado y muestra el error de RUT
3	Calcular TMB	Calculadora metabólica (backend-math)	Funcional	CP-05	Cálculo correcto por Harris-Benedict	1) Abrir evaluación 2) Ingresar sexo/edad/talla/peso 3) Calcular TMB	M, 30 años, 175 cm, 70 kg	TMB = 1695,7 kcal (88,362 + 13,397·70 + 4,799·175 - 5,677·30)	X			El sistema devuelve 1695,7 kcal
4	Cuadrar macros	Cuadrador macronutrientes (backend-math)	Validación	CP-06	Que los porcentajes deban sumar 100%	1) Macronutrientes → 'Estrategia porcentajes' 2) Ingresar P40/G40/CHO30	proteína 40%, grasa 40%, carbohidrato 30% (=110)	Error: 'Los porcentajes deben sumar 100. Suma actual: 110'	X			El sistema rechaza y pide corregir la distribución
4	Cuadrar macros	Cuadrador macronutrientes	Funcional	CP-07	Aceptación dentro de la tolerancia decimal	1) Estrategia 'porcentajes' 2) Ingresar P33,3/G33,3/CHO33,4 3) Calcular	33,3 / 33,3 / 33,4 (=100,0)	Acepta la suma (rango [99,9-100,1]) y devuelve gramos/calorías por macro	X			Cálculo correcto sin falso rechazo por coma flotante
5	Armar pauta	Pizarra / Armador (frontend)	Funcional	CP-08	Arrastrar y soltar un alimento entre tiempos	1) Abrir pizarra 2) Arrastrar 'Manzana' de Colación a Desayuno	Alimento 'Manzana' Colación → Desayuno	El ítem se reubica y se recalculan los aportes del tiempo de comida	X			El alimento se mueve y los totales se actualizan
2	Consultar paciente	Pacientes	Seguridad	CP-09	Aislamiento de datos entre nutricionistas	1) Autenticado como Nutri A 2) Solicitar GET /pacientes/{id} de un paciente de Nutri B	id de paciente ajeno	HTTP 404: 'Paciente ... no encontrado o no tienes permisos de acceso'	X			Acceso denegado correctamente (404)
6	Autenticación y sesión	shared/hooks/useAuth	Validación	CP-10	Login y registro: traducción de errores de Supabase al español, email sin confirmar e identidad duplicada	Test unitario (Vitest) del hook useAuth mockeando supabase.auth (signInWithPassword / signIn), se ejecutan los tests de validación	Credenciales válidas/erróneas; session=null, identities=[]	Login OK de loginError=null e isLoggingIn=false; error → mensaje traducido; signUp sin sesión → needsEmailConfirmation=true; identities vacío → error de identidad duplicada	X			6/6 aserciones del hook de autenticación cumplidas

6	Autenticación y sesión	shared/store/useAuthStore	Funcional	CP-11	Store de sesión (Zustand): estado inicial, setSession, setLoading y clear	Test unitario del store; se ejecutan las acciones y se inspecciona getState() (6 tests)	Sesión válida; null	Estado inicial sin usuario e isLoading=true; setSession llena user/Authenticated; setLoading aísula su campo; clear resetea todo	X		6/6 transiciones de estado correctas
6	Autenticación y sesión	shared/api/apoClient	Seguridad	CP-12	Interceptores Axios: inyección del token Bearer y manejo de 401 (cierres de sesión) y otros errores	Test unitario de los interceptores mockeando supabase.auth.getSession/signOut y verificación de headers	Sesión activa/nula; respuestas 400, 500, 401 y error de red	Agrega Authorization solo con sesión; 401 → signOut + redirección a /login; 400/500/red → rechaza sin cerrar sesión	X		6/6; el cierre de sesión se aísula correctamente solo ante 401
7	Validación de RUT	pacientes/utills/rut	Validación	CP-13	Validación y formato de RUT chileno: dígito verificador (módulo 11), normalización y formato de input	Test unitario puro de calcularDígitoVerificador, esRutValido, normalizarRut y formatearRut	RUT válidos (con/sin puntos, DV K/k, 7-8 dígitos) e inválidos (DV erróneos, letras, <7 dígitos, vacío, number, NaN)	Acepta RUT válidos y su DV; rechaza inválidos; normaliza a formato canónico y formatea el input progresivamente	X		33/33 casos de RUT cubiertos
8	Gestión de pacientes	pacientes/services/pacientesApi	Funcional	CP-14	Servicio REST de pacientes: GET lista, GET detalle, POST crear, PATCH actualizar, DELETE	Test unitario del servicio mockeando apiClient; verifica URL, método y payload (5 tests)	Id de paciente y payload de creación/actualización parcial	Cada método llama al endpoint correcto y devuelve response.data; DELETE no retorna datos	X		5/5 llamadas REST verificadas
8	Gestión de pacientes	pacientes/hooks/usePacientes	Funcional	CP-15	Hooks TypeScript Query de pacientes: queryKeys, enabled e invalidación de caché en mutaciones	Test unitario de los hooks; se inspeccionan queryKey/enabled y los callbacks onSuccess (9 tests)	Id truthy / string vacío; respuesta de update	queryKey y enabled correctos; create/update/delete invalidan pacientesKeys.all; y update también invalida el detalle	X		9/9; caché invalidada correctamente
9	Manejo de errores de API	pacientes/utills/apiError	Validación	CP-16	Extracción del mensaje de error de respuestas Axios (string, array de class-validator y fallbacks)	Test unitario de obtenerMensajeErrorApi con distintas formas de error (7 tests)	message string, array vacío, solo espacios, sin response, no-AxiosError, número	Devuelve el mensaje del backend cuando existe; en otro caso, el mensaje de respaldo (fallback)	X		7/7 ramas de manejo de error cubiertas
10	Evaluaciones clínicas	evaluaciones/services/evaluacionesApi	Funcional	CP-17	Servicio REST de evaluaciones: listar por paciente, detalle, crear, actualizar y eliminar	Test unitario del servicio mockeando apiClient (5 tests)	pacienteId, evaluacionId y payload parcial	Cada método pega al endpoint correcto y devuelve response.data	X		5/5 endpoints verificados
10	Evaluaciones clínicas	evaluaciones/hooks/useEvaluaciones	Funcional	CP-18	Hooks de evaluaciones: queryKey por paciente, enabled e invalidación tras crear/eliminar	Test unitario de los hooks (7 tests)	pacienteId truthy / undefined / string vacío	queryKey y enabled correctos; onSuccess invalida las evaluaciones del paciente	X		7/7 correcto
11	Dashboard clínico	calculos/api/dashboardApi	Funcional	CP-19	Hook useDashboardClinico: queryKey con datos del paciente, enabled y guarda de seguridad	Test unitario del hook mockeando apiClient (5 tests)	Paciente con id / paciente null	enabled solo con paciente; queryFn pega a la URL y parámetros correctos; lanza error si se invoca sin paciente	X		5/5 correcto
12	Cuadre de macronutrientes	macronutrientes/api/macronutrientesApi	Funcional	CP-20	saveMacronutrients: POST a /dashboard-clinico/macronutrientes y envoltura de la respuesta	Test unitario del servicio (2 tests)	Payload de macros	Llama al endpoint con el payload y siempre envuelve la respuesta en { success: true, data }	X		2/2 correcto
12	Cuadre de macronutrientes	macronutrientes/hooks/useMacroNutrientsSetup	Funcional	CP-21	Motor de cuadro: conversión clínica y local/Storage mockeados (25 tests)	Test unitario del hook con estado clínico y local/Storage mockeados (25 tests)	2.0 g/kg, 70 kg, 2000 kcal; prot(cho)/fat %; cambios que sobrepasan el 100%	prot 2.0 g/kg→28%; 28%→140 g/560 kcal; auto-balance redistribuye (CHO/grasa de cierre, clamo a 0); isBalanced ±1, carga/persiste por paciente; handleSave llama a	X		25/25; motor de cálculo y auto-balance correctos
13	Generación de distribución de pauta	diet-plan/hooks/useDietPlanBuilder	Funcional	CP-22	Totales y sugerencia de distribución: libre consumo, guarda equisition 0.1, redondeo a múltiplos de 0.5 y bonde	Test unitario del hook con random tipo (6 tests)	Grupos en libbreConsumoMolds / iSpree; presupuesto de macros agotado; random=0	Excluye macros de grupos libres; no excede el objetivo más allá del espón; porciones múltiples exactos de 0.5; sin NaN/Infinity; valores deterministas con random=0	X		8/8; distribución matemáticamente coherente

14	Búsqueda y gestión de alimentos	alimentos/services/alimentosApi	Funcional	CP-23	Servicio REST de alimentos: buscar (con/sin params), categorías, crear, actualizar y eliminar	Test unitario del servicio mockeando apiClient (6 tests)	params de búsqueda, payload y id	Cada método pega al endpoint correcto y devuelve los datos	X		6/6 correcto
14	Búsqueda y gestión de alimentos	alimentos/hooks/useBuscarAlimentos	Validación	CP-24	Lógica enabled de búsqueda, queryKey (limit/offset, trim), pageSize y CRUD de alimentos	Test unitario de los hooks (14 tests)	search vacío/con texto, categoría, permit/sinFiltro, enabled externo (muestra alimentos/ids.all)	enabled según filtros; queryKey normalizada con trim e incluye limit/offset; stateTime 1 min y 30 min; CRUD invalida alimentos/ids.all	X		14/14 correcto
15	Generación de menú	menus/services/menusApi	Funcional	CP-25	menus/generarMenu: POST /menus/generar con payload completo y mínimo	Test unitario del servicio (2 tests)	Payload con/sin restricciones ni alimentos rechazados	Llama al endpoint y devuelve la respuesta; funciona con el payload mínimo	X		2/2 correcto
15	Generación de menú	menus/hooks/useMenu	Funcional	CP-26	Hook useGenerarMenu: usa el servicio como mutationFn, sin invalidar caché (resultado one-shot)	Test unitario del hook (3 tests)	Payload de generación	mutationFn correcta; sin onSuccess; devuelve la respuesta del backend directamente	X		3/3 correcto
16	Derivación de restricciones	generador/constants/restricciones	Validación	CP-27	derivarRestriccionesDePaciente: detección de keywords (case-insensitive, sin diacríticos)	Test unitario puro de la función (17 tests)	Textos con restricciones (mayúsculas, tildes, repeticiones, múltiples) y textos vacíos / sin	Detecta y normaliza las restricciones; deduplica las repeticiones y retorna [] cuando no aplica	X		17/17 correcto
17	Gestión de pautas	pautas/services/pautasApi	Funcional	CP-28	Servicio REST de pautas: listar, detalle, crear, actualizar y eliminar	Test unitario del servicio (5 tests)	id y payload	Cada método pega al endpoint correcto y devuelve los datos	X		5/5 correcto
17	Gestión de pautas	pautas/hooks/usePautas	Funcional	CP-29	Hooks de pautas: queryKeys, enabled e invalidación cruzada (pautas/keys + pacientes/ids.pautas)	Test unitario de los hooks (14 tests)	id truthy/undefined; data con paciente_id	queryKey y enabled correctos; las mutaciones invalidan tanto las pautas como las pautas del paciente	X		14/14 correcto
18	Perfil del nutricionista	perfiles/hooks/usePerfil	Validación	CP-30	Hooks de perfil: lectura vía Supabase, validación de nombre/apellido y manejo de avatar_url en el update	Test unitario de los hooks mockeando supabase (8 tests)	usuario activo/usuario; nombre/apellido vacíos; payload con/sin avatar	queryFn obtiene el perfil o lanza si no hay usuario; el update exige nombre y apellido; include/omitte avatar_url según el payload; invalida perfiles/keys.all	X		8/8 correcto
18	Perfil del nutricionista	perfiles/services/avtarPerfil	Seguridad	CP-31	validarAvatar (tipo/tamaño) y eliminarAvatar (propiedad de bucket/usuario, best-effort)	Test unitario del servicio (15 tests)	JPEG/PNG/WebP dentro/fuera del límite, PDF, 2 MB exactos; URLs propias/ajenas/otro bucket/vacías	Acepta tipos válidos de 2 MB y rechaza el resto; solo elimina avatares propios del bucket; no lanza aunque remova falle	X		15/15; validación y seguridad de borrado correctas
19	Planificaciones y objetivos	planificaciones/as/objetivos	Funcional	CP-32	Servicio REST de planificaciones: listar, crear, eliminar y marcar como activa	Test unitario del servicio (4 tests)	payload e id	Cada método pega al endpoint correcto y devuelve los datos	X		4/4 correcto
19	Planificaciones y objetivos	planificaciones/hooks/usePlanificaciones	Funcional	CP-33	Hooks de planificaciones: queryKey/queryFn e invalidación al crear/eliminar/activar	Test unitario de los hooks (5 tests)	Respuestas de mutación	queryKey y queryFn correctos; onSuccess invalida las keys correspondientes	X		5/5 correcto
19	Planificaciones y objetivos	planificaciones/hooks/useObjetivosActivos	Funcional	CP-34	Selección de la planificación activa (prioridad store+OS+fallback) y cálculo de objetivos de macros	Test unitario del hook (6 tests)	activePatient null/sin planes; activePlanfMacroid; flag activa; 2000 kcal con 25/50/25 %	Aplica las prioridades de selección; aplica Math.round((kcal-pct)/100/divisor) por macro	X		6/6 correcto

20	Armado de porciones (pizarra)	porciones/constants	Funcional	CP-35	Helpers de comidas: todasLasComidas (custom sin mutar MEALS), resolverComida y traducirPorcionesParaMath: mapeo de IDs cortos → claves de backend-math, omisión de 50 y	Test unitario puro (12 tests)	CustomMeals, overrides de mealTimes, ids desconocidos y array vacío	Combina comidas sin mutar el original; resuelve y formatea ids; ordena por hora dejando las sin hora al final	X		12/12 correcto
20	Armado de porciones (pizarra)	porciones/groupsMath	Funcional	CP-36	guardarPautas (guards de validación), getGroupsTotal/getGroupsBalance y filtrado de pautas por planificación	Test unitario puro (4 tests)	Cantidades positivas/cero/negativas; ids inexistentes; colisiones de mapeo	Traduce los IDs, omite cantidades 50, ignora ids desconocidos sin lanzar y acumula al colisionar claves	X		4/4 correcto
20	Armado de porciones (pizarra)	porciones/hooks/usePortions	Validación	CP-37	Store de porciones: estado inicial, seguridad matemática (no negativos), limpieza en cascada y restauración	Test unitario del hook (10 tests)	activePatient/planificacionActiva null; distributions [], todas las porciones 0; plan-1	Retorna [ok: false] sin pegar al API ante datos inválidos; total y balance correctos; filtra las pautas por planificación_id	X		10/10 correcto
20	Armado de porciones (pizarra)	porciones/store/usePortionsStore	Funcional	CP-38	Servicio REST de preparaciones: listar, crear, actualizar y eliminar	Test unitario del servicio (4 tests)	Decrementos excesivos, valores negativos, payload antiguo sin campos, customMeals/customFoods	Nunca produce valores negativos (Math.max(0,)); al borrar comida/alimento limpia en cascada distribuciones/mealTimes/targets; fallbacks []/();	X		35/35; integridad del estado garantizada
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/services/preparacionesApi	Funcional	CP-39	Servicio REST de preparaciones: listar, crear, actualizar y eliminar	Test unitario del servicio (4 tests)	payload e id	Cada método pega al endpoint correcto y devuelve los datos	X		4/4 correcto
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/hooks/usePreparaciones	Funcional	CP-40	Hooks de preparaciones: queryKey/queryFn, stateTime de 5 min e invalidación en el CRUD	Test unitario de los hooks (6 tests)	Respuestas de mutación	queryKey y queryFn correctos; stateTime 300000 ms; el CRUD invalida preparacionesKeys.all	X		6/6 correcto
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/services/preparaciones	Seguridad	CP-41	validarImagenPreparacion (tipo/tamaño) y eliminarImagenPreparacion	Test unitario del servicio (15 tests)	JPEG/PNG/WebP, GIF, PDF, 2 MB; URLs propias/ajenas/otro bucket/vacías	Acepta tipos válidos de 2 MB y rechaza el resto; solo borra imágenes propias del bucket; best-effort ante fallo de remove	X		15/15 correcto
22	Utilidades compartidas	shared/api/queryKeys	Funcional	CP-42	Fábricas de query keys (dashboard, pacientes, evaluaciones, pautas, menús, perfil, preparaciones,	Test unitario puro de las factories (17 tests)	ids y categoría null	Cada factory produce la jerarquía correcta (all = detalle/sub-recursivo); la búsqueda acepta categoría null	X		17/17 correcto
22	Utilidades compartidas	shared/hooks/useDebounceValue	Funcional	CP-43	Hook de debounce: valor inicial inmediato, actualización al cumplir el delay, cancelación y limpieza de	Test unitario con timers falsos, vi useFakeTimers (7 tests)	delay personalizado / 300 ms por defecto; cambios rápidos; objetos; desmontaje	Devuelve el valor inicial de inmediato; actualiza justo al cumplir el delay; cancela timers previos; limpia al desmontar	X		7/7 correcto
22	Utilidades compartidas	shared/store/useClinicalStore	Funcional	CP-44	Store clínico: estado inicial (tmb 1766), setActivePatient (pesoActivo desde el paciente con fallback),	Test unitario del store (11 tests)	Paciente con/sin peso (0 falsy), null; clave de persistencia	Toma pesoActivo del paciente o el fallback; los setters aísulan su campo; persiste con la clave correcta	X		11/11 correcto
22	Utilidades compartidas	shared/utills/tech	Validación	CP-45	formatoFechaISO-MM-YYYY y formatearFechaLarga: sin corrimiento de zona horaria, padding de ceros y	Test unitario puro (13 tests)	ISO con/sin hora; días/meses de un dígito; cada índice de mes; valores inválidos	Formatea sin retroceder un día por UTC; rellena con ceros; usa el nombre de mes correcto; maneja entradas inválidas	X		13/13 correcto
6	Autenticación y sesión	login/components/LoginScreen	UI / Componente	CP-46	Campos del formulario, visibilidad de contraseña, estado de carga, error de login y submit	Test de componente (React Testing Library): renderiza LoginScreen con inputs y botones	Credenciales vacías/rellenas; isLoading=true; loginError con mensaje	Muestra campos e/ps, toggle ojo, deshabilita en carga, muestra error, llama a login() al enviar	X		11/11 pasaron

6	Autenticación y sesión	login/componen tu/RegisterScre n	UI / Componente	CP-47	Campos del formulario de registro, validaciones (nombre, longitud contraseña, confirmación) y pantalla de éxito	Test de componente con mocks de useAuth (14 tests)	Campos vacíos; contraseña «8 chars»; contraseñas distintas; needsEmailConfirmation=true	Valida campos, muestra errores, llama a signUp y muestra pantalla de confirmación con el email	X		14/14	pasaron
6	Autenticación y sesión	login/componen tu/ForgetPasswo rdScreen	UI / Componente	CP-48	Formulario de recuperación de contraseña: envía, confirmación, error y estado de carga	Test de componente (9 tests)	Email válido; requestPasswordReset exitoso/fallido; estado cargando	Llama a requestPasswordReset, muestra 'Revís tu correo' con el email y deshabilita botón en carga	X		9/9	pasaron
6	Autenticación y sesión	login/componen tu/ResetPasswor dScreen	UI / Componente	CP-49	Pantalla de restablecimiento: spinner en carga, enlace inválido, validación y pantalla de éxito	Test de componente (11 tests)	isAuthLoading=true; sin sesión; contraseñas no coinciden; updatePassword exitoso/fallido	Muestra spinner, mensaje de enlace inválido, valida contraseñas, llama a updatePassword y muestra éxito	X		11/11	pasaron
8	Gestión de pacientes	pacientes/comp onents/ModalNu evoPaciente	UI / Componente	CP-50	Modal de alta de paciente: visibilidad, validación de campos obligatorios, validación de RUT	Test de componente con mocks de useCreatePaciente (14 tests)	Campos vacíos/rellenos; RUT inválido/vacio; mutateAsync exitoso/fallido	Deshabilita guardar sin campos; valida RUT; llama a mutateAsync; llama a onCreate; limpia al reabrir	X		14/14	pasaron
8	Gestión de pacientes	pacientes/comp onents/Chipping ut	UI / Componente	CP-51	Formulario de chip de paciente: añadir con Enter/blur, deduplicación case-insensitive, eliminar con X y validación	Test de componente (16 tests)	Input vacío, con texto, con espacios, chip duplicado, Backspace con/sin chips	Añade chips al confirm; ignora duplicados y espacios, elimina chips por X y Backspace	X		16/16	pasaron
8	Gestión de pacientes	pacientes/comp onents/DatosPer sonalesPaciente	UI / Componente	CP-52	Tarjeta de datos personales: modo lectura, toggle de edición, validación RUT en edición y handleGuardar	Test de componente (16 tests)	Paciente con datos completos/nulos; RUT inválido; isPending=true	Muestra datos en lectura con formatos correctos; valida RUT en edición; llama a updatePaciente.mutate	X		16/16	pasaron
8	Gestión de pacientes	pacientes/comp onents/FichasPa cientes	UI / Componente	CP-53	Vista principal de fichas: lista de pacientes, panel de detalles, pestañas, auto-selección y modal de nuevo	Test de componente (26 tests)	Lista de pacientes con/sin evaluaciones; paciente activo; planificaciones	El componente renderiza correctamente todas las secciones y responde a interacciones del usuario	X		26/26	FALLARON — Error de configuración del mock: el mock de useEvaluaciones no exporta useDeleteEvaluation, por lo que el componente
8	Gestión de pacientes	pacientes/comp onents/PatientIn foCard	UI / Componente	CP-54	Tarjeta prototipo de datos del paciente: campos con valores por defecto y toggle de 'recordar dato'	Test de componente (11 tests)	Estado inicial con valores por defecto; toggle activo/desactivado	Muestra los campos con datos por defecto y el toggle cambia entre bg-mist y bg-pine	X		11/11	pasaron
10	Evaluaciones clínicas	evaluaciones/co mponents/Histor ial	UI / Componente	CP-55	Historial de evaluaciones: spinner, estado vacío, modo lectura, edición por tarjeta y eliminar con X	Test de componente (13 tests)	Evaluaciones vacías/con datos; edición de campos; confirmación de borrado; isPending=true	Renderiza correctamente y maneja todos los flujos; el payload de update incluye solo los campos editados	X		12/13	pasaron — FALLO: 'llama a onUpdateEvaluation con el payload correcto'. El componente incluye garto, _energetic, total y tmb
11	Dashboard clínico	calculos/comp onents/PatientInfo Card	UI / Componente	CP-56	Card de selección de paciente activo: select, campos talla/peso desde evaluación, botón de activar y validación	Test de componente (13 tests)	Pacientes con/sin evaluación; paciente activo preseleccionado; formulario de creación	Retiene talla/peso desde la evaluación del paciente seleccionado; preselecciona el activo; active el paciente al guardar	X		13/13	pasaron
11	Dashboard clínico	calculos/comp onents/MacrosCar d	UI / Componente	CP-57	Card de resumen de macros: estado sin datos (TMB o peso = 0), valores en gramos y kcal, y link a	Test de componente (10 tests)	tmbPromedio=0; pesoActivo=0; datos válidos (600-1000-540 kcal)	Muestra mensaje de espera sin datos y los macros correctos con datos válidos; total de kcal y link	X		10/10	pasaron
11	Dashboard clínico	calculos/comp onents/Referenci a	UI / Componente	CP-58	Card de pesos de referencia: fljas base, ajuste condicional; selección de	Test de componente (17 tests)	data undefined/null; aplic; ajuste condicional; validaciones	Muestra 3 fljas base, fljas de ajuste solo si aplica; selección de peso actualiza panel; color badge por clasificación	X		17/17	pasaron

11	Dashboard clínico	calculos/comp onents/TmbCalcul oCard	UI / Componente	CP-59	Calculadora TMB: sin datos, botones por fórmula, promedio, desmarcar fórmulas y setTmbPromedio	Test de componente (15 tests)	data undefined; todas algunas fórmulas activas; todas deseleccionadas	Renderiza un botón por formula, calcula promedio de lectas; llama setTmbPromedio y muestra aviso si no hay activas	X		15/15	pasaron
13	Distribución de pauta	diet-plan/comp onents/NutritionT argetsPanel	UI / Componente	CP-60	Panel de objetivos nutricionales: campos de solo lectura, barras de progreso con getPct, clamp al 100% y validación	Test de componente (12 tests)	target/current 0, 50%, >100%; onSuggest/onReset undefined	Campos readonly; barra clampea al 100%; NaN guard para 0/0; botones llaman a callbacks sin lanzar	X		12/12	pasaron
13	Distribución de pauta	diet-plan/comp onents/DietPlanS ummary	UI / Componente	CP-61	Resumen del plan: macros en gramos, ratio kcal/TMB, barra de progreso clampada y botones	Test de componente (12 tests)	kcal=50%/150%/0% del objetivo; tmbPromedio	Muestra gramos de cada macro, barra clampada a 100%, ratio y ambos botones	X		12/12	pasaron
13	Distribución de pauta	diet-plan/comp onents/PortionsO utCard	UI / Componente	CP-62	Tarjeta de grupo de alimentos: encabezado, contador de porciones (+/-), botón eliminar y modo libre	Test de componente (15 tests)	portions=0; portions=0; el botón; onDelete definido/undefined	Deshabilita decremento en 0, muestra += y oculta +/- en modo libre, llama a callbacks correctamente	X		15/15	pasaron
13	Distribución de pauta	diet-plan/comp onents/MealCard	UI / Componente	CP-63	Tarjeta de comida del plan: encabezado con kcal sumadas, fljas de alimentos con macros e iconos por	Test de componente (15 tests)	2 alimentos con kcal distintas; sin alimentos; iconType cereal/dairy/meat/vegetable/s	Suma kcal correctamente; muestra cantidad, unidad y macros; icono correcto por tipo; botón 'Agregar Alimento'	X		15/15	pasaron
12	Cuadre de macronutrientes	macronutrient s/compone nts/MealSetup	UI / Componente	CP-64	Card de configuración de macros: tab % y g/kg con sliders y rangos; sliders; alertas de desbalance	Test de componente (14 tests)	isBalanced=true/false; desviación 5 y 5; tab activo por defecto, tab g/kg	Tab % activo por defecto; max del slider cambia por tab; y 5; tab activo por defecto, tab g/kg	X		14/14	pasaron
12	Cuadre de macronutrientes	macronutrient s/compone nts/MealSummary	UI / Componente	CP-65	Header de macros: inputs de contexto (TMB y peso), total de kcal, indicador de balance y botón Cuadrar	Test de componente (11 tests)	tmbPromedio y pesoActivo distintos; isBalanced=true/false; 600-1000-540 kcal	Muestra los valores de contexto; calcula 2140 kcal total; botón desactivado/activo según balance; muestra 'Cuadrado' con check	X		11/11	pasaron
12	Cuadre de macronutrientes	macronutrient s/compone nts/NutritionSummary	UI / Componente	CP-66	Card de resumen nutricional: total kcal, gramos por macro, colores de MACRO_COLORS y actualización	Test de componente (11 tests)	tmbPromedio; macros con valores y con 0; cambio de tmbPromedio	Muestra kcal, gramos con color de MACRO_COLORS; actualiza al cambiar tmbPromedio; muestra 0g correctamente	X		11/11	pasaron
12	Cuadre de macronutrientes	macronutrient s/compone nts/SavePlanificacionMo	UI / Componente	CP-67	Modal de guardado de planificación: visibilidad, input prellenado con suggestedName, cierre y validación	Test de componente (17 tests)	open=false=true; clic X/Cancelar/backdrop; input vacío; isSaving=true; Enter en input	No renderiza cuando cerrado; prellenado; cierra por todos los triggers; usa suggestedName como fallback; deshabilita en carga	X		17/17	pasaron
16	Generación de menú	generador/comp onents/Generad orPreparaciones	UI / Componente	CP-68	Generador de preparaciones: pestañas generador/biblioteca, selector de comida, restricciones	Test de componente (28 tests)	Sin porciones/con porciones; restricciones toggle; filtro por nombre/ingrediente/tipo;	Habilita 'Generar' solo con porciones; toggle de restricciones; resultados filtrados; spinner en carga	X		28/28	pasaron
14	Búsqueda y gestión de alimentos	alimentos/comp onents/GestioNAl imentos	UI / Componente	CP-69	Vista de gestión de alimentos: lista con kcal, estado de carga, filtros (texto/categoría), modal de creación/edición, validaciones de campos (nombre, categoría, campos	Test de componente (19 tests)	Lista vacía/con alimentos; isLoading=true; cambio de categoría; onCreate/onUpdated;	Muestra alimentos, spinner en carga, filtros funcionales, toasts de éxito/error y confirmación de borrado	X		19/19	pasaron
14	Búsqueda y gestión de alimentos	alimentos/comp onents/ModalNu evoAlimento	UI / Componente	CP-70	Modal de alimento: modo creación/edición, validaciones de campos (nombre, categoría, campos	Test de componente (15 tests)	isOpen=false=true; isEditing=false; clic X/Cancelar/backdrop; error 409/string/array; clic	Renderiza thulo según modo; valida todos los campos; muestra mensajes de error por tipo; llama a mutateAsync con datos válidos	X		15/15	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/PortionC ard	UI / Componente	CP-71	Celda de porción modo vacío (botón +), modo lleno (input ▲ ▼), step 0.5 y callbacks	Test de componente (12 tests)	value=0; value=1; value=1.5; input vacío	Muestra "+" en vacío; input con valor y botones en lleno; llama correctamente a cada callback; step=0.5	X		12/12	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/Portions Table	UI / Componente	CP-72	Tabla de porciones: encabezados de grupo, fljas de comida, flja de totales (getGroupTotal) y flja de balance	Test de componente (16 tests)	targets vacíos; 2 grupos y 2 comidas; getGroupTotal y getGroupBalance	Estado vacío, encabezados, totales y balance con iconos/símbolos correctos; leyenda visible	X		16/16	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/Portions ConfigPanel	UI / Componente	CP-73	Panel de personalización de platos: toggle de visibilidad, checkboxes de comidas/grupos, agregar comida	Test de componente (18 tests)	activeMeals=(desayuno); activeGroups=(desayunos); customMeals; nombre vacío/relleno	Panel oculto por defecto; checkboxes reflejan estado; Agregar deshabilita con nombre vacío; removeCustomMeal limpia la comida	X		18/18	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/GroupOp tionCard	UI / Componente	CP-74	Card de opciones de grupo: sin categoría, carga, sin alimentos, lista colapsada (5 items)	Test de componente (19 tests)	categoría=null; isLoading=true; 0/4/10 alimentos; clic 'Ver más'/'Ocultar'	Mensaje específico por estado; muestra 5 primeros y botón 'Ver X más'; expande al clic y colapsa correctamente	X		19/19	pasaron
17	Gestión de pausas	porciones/comp onents/SavePaut aModal	UI / Componente	CP-75	Modal de guardar pauta: visibilidad, título por modo (nuevo/editar), input con defaultName, cierre por todos los	Test de componente (17 tests)	open=false=true; isEditing=false; clic X/Cancelar/backdrop; Enter;	No renderiza cerrado, título correcto; cierra por todos los triggers; usa defaultName como fallback; deshabilita en carga	X		17/17	pasaron
17	Gestión de pausas	porciones/comp onents/VistaPaut a	UI / Componente	CP-76	Vista de pauta de alimentación: encabezado con nombre de paciente, tabla de comidas/porciones y validación	Test de componente (12 tests)	Paciente con nombre; comidas con/sin distribuciones activas; target fru=3; distribuciones desayuno fru=2	Muestra nombre, HORA/COMIDA/PORCIÓN, porciones asignadas y 'Sin porciones' cuando vacío; resumen con emoji y relación X/Y	X		12/12	pasaron
18	Perfil del nutricionista	perfil/componen ts/MIPerfil	UI / Componente	CP-77	Página de perfil: estados de carga/error, formulario con datos pre-cargados, validación	Test de componente (19 tests)	isLoading=/error; perfil sin avatar; url(con avatar_url, nombre vacío; isPending=true;	Spinner en carga; mensaje de error; campos prellenados; iniciales sin avatar; muestra/oculta botón Quitar; toasts tras mutate	X		19/19	pasaron
19	Planificaciones y objetivos	planificaciones/c omponents/Plan ificacionSelector	UI / Componente	CP-78	Selector de planificación: paciente, estado de carga, sin planificaciones, lista filtrada por	Test de componente (13 tests)	activePlanificaciones; isLoading; sin planes; planes con nombre/null; misma opción activa; isPending=true	Mensajes contextuales; filtro por paciente; formatea nombre - kcal kcal'; no llama mutate si elige la misma; spinner en isPending	X		13/13	pasaron
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/c omponents/Bibli otecaPreparacio	UI / Componente	CP-79	Biblioteca de preparaciones: estados de carga/error, tarjetas con imagen/iniciales, búsqueda por	Test de componente (21 tests)	isLoading=/error; preparación de sistema vs propia; filtros; confirmar/cancelar eliminar	Spinner en carga; badge 'Sistema' y sin botones editar/eliminar; filtra cliente-side; llama a mutate al confirm	X		21/21	pasaron
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/c omponents/Mod	UI / Componente	CP-80	Modal de preparación: modo creación/edición, búsqueda de	Test de componente (21 tests)	isOpen=false=true; preparacionExistente;	Título y botón según modo; sin nombre ni ingredientes deshabilita guardar; muestra resultados de búsqueda;	X		21/21	pasaron

14	Búsqueda y gestión de alimentos	alimentos/comp onents/GestioNAl imentos	UI / Componente	CP-69	Vista de gestión de alimentos: lista con kcal, estado de carga, filtros (texto/categoría), modal de creación/edición, validaciones de campos (nombre, categoría, campos	Test de componente (19 tests)	Lista vacía/con alimentos; isLoading=true; cambio de categoría; onCreate/onUpdated;	Muestra alimentos, spinner en carga, filtros funcionales, toasts de éxito/error y confirmación de borrado	X		19/19	pasaron
14	Búsqueda y gestión de alimentos	alimentos/comp onents/ModalNu evoAlimento	UI / Componente	CP-70	Modal de alimento: modo creación/edición, validaciones de campos (nombre, categoría, campos	Test de componente (15 tests)	isOpen=false=true; isEditing=false; clic X/Cancelar/backdrop; error 409/string/array; clic	Renderiza thulo según modo; valida todos los campos; muestra mensajes de error por tipo; llama a mutateAsync con datos válidos	X		15/15	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/PortionC ard	UI / Componente	CP-71	Celda de porción modo vacío (botón +), modo lleno (input ▲ ▼), step 0.5 y callbacks	Test de componente (12 tests)	value=0; value=1; value=1.5; input vacío	Muestra "+" en vacío; input con valor y botones en lleno; llama correctamente a cada callback; step=0.5	X		12/12	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/Portions Table	UI / Componente	CP-72	Tabla de porciones: encabezados de grupo, fljas de comida, flja de totales (getGroupTotal) y flja de balance	Test de componente (16 tests)	targets vacíos; 2 grupos y 2 comidas; getGroupTotal y getGroupBalance	Estado vacío, encabezados, totales y balance con iconos/símbolos correctos; leyenda visible	X		16/16	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/Portions ConfigPanel	UI / Componente	CP-73	Panel de personalización de platos: toggle de visibilidad, checkboxes de comidas/grupos, agregar comida	Test de componente (18 tests)	activeMeals=(desayuno); activeGroups=(desayunos); customMeals; nombre vacío/relleno	Panel oculto por defecto; checkboxes reflejan estado; Agregar deshabilita con nombre vacío; removeCustomMeal limpia la comida	X		18/18	pasaron
20	Armado de porciones (plazara)	porciones/comp onents/GroupOp tionCard	UI / Componente	CP-74	Card de opciones de grupo: sin categoría, carga, sin alimentos, lista colapsada (5 items)	Test de componente (19 tests)	categoría=null; isLoading=true; 0/4/10 alimentos; clic 'Ver más'/'Ocultar'	Mensaje específico por estado; muestra 5 primeros y botón 'Ver X más'; expande al clic y colapsa correctamente	X		19/19	pasaron
17	Gestión de pausas	porciones/comp onents/SavePaut aModal	UI / Componente	CP-75	Modal de guardar pauta: visibilidad, título por modo (nuevo/editar), input con defaultName, cierre por todos los	Test de componente (17 tests)	open=false=true; isEditing=false; clic X/Cancelar/backdrop; Enter;	No renderiza cerrado, título correcto; cierra por todos los triggers; usa defaultName como fallback; deshabilita en carga	X		17/17	pasaron
17	Gestión de pausas	porciones/comp onents/VistaPaut a	UI / Componente	CP-76	Vista de pauta de alimentación: encabezado con nombre de paciente, tabla de comidas/porciones y validación	Test de componente (12 tests)	Paciente con nombre; comidas con/sin distribuciones activas; target fru=3; distribuciones desayuno fru=2	Muestra nombre, HORA/COMIDA/PORCIÓN, porciones asignadas y 'Sin porciones' cuando vacío; resumen con emoji y relación X/Y	X		12/12	pasaron
18	Perfil del nutricionista	perfil/componen ts/MIPerfil	UI / Componente	CP-77	Página de perfil: estados de carga/error, formulario con datos pre-cargados, validación	Test de componente (19 tests)	isLoading=/error; perfil sin avatar; url(con avatar_url, nombre vacío; isPending=true;	Spinner en carga; mensaje de error; campos prellenados; iniciales sin avatar; muestra/oculta botón Quitar; toasts tras mutate	X		19/19	pasaron
19	Planificaciones y objetivos	planificaciones/c omponents/Plan ificacionSelector	UI / Componente	CP-78	Selector de planificación: paciente, estado de carga, sin planificaciones, lista filtrada por	Test de componente (13 tests)	activePlanificaciones; isLoading; sin planes; planes con nombre/null; misma opción activa; isPending=true	Mensajes contextuales; filtro por paciente; formatea nombre - kcal kcal'; no llama mutate si elige la misma; spinner en isPending	X		13/13	pasaron
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/c omponents/Bibli otecaPreparacio	UI / Componente	CP-79	Biblioteca de preparaciones: estados de carga/error, tarjetas con imagen/iniciales, búsqueda por	Test de componente (21 tests)	isLoading=/error; preparación de sistema vs propia; filtros; confirmar/cancelar eliminar	Spinner en carga; badge 'Sistema' y sin botones editar/eliminar; filtra cliente-side; llama a mutate al confirm	X		21/21	pasaron
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/c omponents/Mod	UI / Componente	CP-80	Modal de preparación: modo creación/edición, búsqueda de	Test de componente (21 tests)	isOpen=false=true; preparacionExistente;	Título y botón según modo; sin nombre ni ingredientes deshabilita guardar; muestra resultados de búsqueda;	X		21/21	pasaron
21	Preparaciones y recetas	preparaciones/c omponents/Mod alNuevaPreparac	UI / Componente	CP-80	Modal de preparación: modo creación/edición, búsqueda de alimentos, agregar ingredientes y validación	Test de componente (21 tests)	isOpen=false=true; preparacionExistente; useBuscarAlimentos con resultados;	Título y botón según modo; sin nombre ni ingredientes deshabilita guardar; muestra resultados de búsqueda; habilita al añadir	X		21/21	pasaron
22	Utilidades compartidas	shared/ui/atoms /Button	UI / Componente	CP-81	Componente Button: variantes (primary/secondary/ghost/danger), className extra, atributos HTML y validación	Test de componente (11 tests)	Cada variante; className adicional; disabled=true; onClick en activo/desactivo	Aplica clase de variante correcta; fusiona className; deshabilita visualmente con opacity-50; no llama onClick en disabled	X		11/11	pasaron
22	Utilidades compartidas	shared/ui/atoms /Card	UI / Componente	CP-82	Componentes Card, CardHeader y CardContent: children, clase base, className extra e icono opcional	Test de componente (12 tests)	Card con/sin className; CardContent con/sin icono; CardContent con múltiples hijos	Renderiza hijos; aplica clases base; fusiona className; título en h4; icono con clases de color o ausente	X		12/12	pasaron
22	Utilidades compartidas	shared/ui/atoms /Input	UI / Componente	CP-83	Componente Input: label asociado, placeholder, value, disabled, atributos extra y onChange	Test de componente (8 tests)	Props label, placeholder, value, disabled=true, type, maxLength; clic en label	Asocia label con htmlFor/id; muestra placeholder y value; deshabilita; reenvía atributos; dispara onChange	X		8/8	pasaron
22	Utilidades compartidas	shared/ui/organ isms/FlowStepe	UI / Componente	CP-84	Stepper de flujo clínico: links a rutas, paso activo (bg-pine), pasos completados (icono Check) y pasos	Test de componente (12 tests)	current=1/2/3	Paso activo tiene bg-pine; pasos anteriores muestran Check; pasos futuros muestran número; links apuntan a rutas correctas	X		12/12	pasaron
22	Utilidades compartidas	shared/ui/organ isms/Slidebar	UI / Componente	CP-85	Slidebar: nombre con 3 fallbacks, iniciales (máx 2 letras), avatar/iniciales, navegación por	Test de componente (21 tests)	user_metadata con/sin nombre/apellido/avtar; avatar_url; clic collapse; clic	Calcula nombre e iniciales con fallbacks; muestra avatar o iniciales; colapsa etiquetas; signUp y redirección a /login	X		21/21	pasaron

Casos de prueba documentados (CP-01 a CP-09)

Módulo: Autenticación (Supabase Auth)

CP-01 — Login con credenciales válidas (*Funcional*)

Se verifica el flujo de inicio de sesión exitoso. El tester accede a /login, ingresa el correo nutri@nutriflow.cl con contraseña válida y presiona "Iniciar sesión". El resultado esperado es que Supabase emita un JWT, el frontend lo almacene y redirija al dashboard. Resultado: APROBADO — el dashboard del nutricionista se despliega correctamente.

CP-02 — Rechazo de credenciales inválidas (*Validación*)

Se prueba el comportamiento ante un intento de login fallido. Se ingresa un email válido pero contraseña incorrecta. El sistema no debe emitir token ni permitir acceso, debiendo mostrar un mensaje de error y permanecer en /login. Resultado: APROBADO — el sistema informa las credenciales inválidas correctamente.

Módulo: Pacientes

CP-03 — Alta de paciente con RUT válido y evaluación inicial (*Funcional*)

Se crea un paciente completo (Juan Pérez, 1990-05-20, 175 cm, 70 kg, RUT 12.345.678-5). El sistema debe crear al paciente con su evaluación inicial, invalidar la caché y hacerlo visible en el listado. Resultado: APROBADO — el paciente aparece correctamente en la lista.

CP-04 — Rechazo de RUT con dígito verificador inválido (*Validación*)

Se intenta crear un paciente con el RUT 12.345.678-0 (cuyo DV correcto es 5). El backend debe responder con HTTP 400 y el mensaje "El RUT ingresado no es válido (verifica el dígito verificador)". Resultado: APROBADO — el sistema bloquea el guardado y muestra el error correspondiente.

CP-09 — Aislamiento de datos entre nutricionistas (*Seguridad*)

Se valida que un nutricionista no pueda acceder a los pacientes de otro. Autenticado como Nutricionista A, se realiza un `GET /pacientes/{id}` con el ID de un paciente perteneciente al Nutricionista B. El sistema debe responder con HTTP 404 y el mensaje de acceso denegado. Resultado: APROBADO — el aislamiento de datos funciona correctamente.

Módulo: Calculadora Metabólica (backend-math)

CP-05 — Cálculo correcto de TMB por fórmula de Harris-Benedict (*Funcional*)

Se ingresa un perfil masculino de 30 años, 175 cm y 70 kg. El sistema debe calcular la Tasa Metabólica Basal usando la ecuación: $88,362 + 13,397 \times 70 + 4,799 \times 175 - 5,677 \times 30 = 1.695,7 \text{ kcal}$. Resultado: APROBADO — el sistema devuelve el valor exacto esperado.

Módulo: Cuadrador de Macronutrientes (backend-math)

CP-06 — Rechazo cuando los porcentajes no suman 100% (*Validación*)

Se ingresa una distribución incorrecta: Proteína 40% + Grasa 40% + Carbohidrato 30% = 110%. El sistema debe rechazarlo con el mensaje *"Los porcentajes deben sumar 100. Suma actual: 110"*. Resultado: APROBADO — el error es detectado y comunicado.

CP-07 — Aceptación dentro de la tolerancia decimal (*Funcional*)

Se verifica que el sistema no genere falsos rechazos por redondeos de coma flotante. Se ingresa 33,3% / 33,3% / 33,4% (suma = 100,0%). El sistema debe aceptar la distribución dentro del rango tolerado [99,9–100,1] y calcular los gramos y calorías por macro. Resultado: APROBADO — el cálculo se realiza sin error.

Módulo: Pizarra / Armador (frontend dnd-kit)**CP-08 — Arrastrar y soltar un alimento entre tiempos de comida (*Funcional*)**

Se prueba la interacción de drag & drop: el alimento "Manzana" se arrastra desde el tiempo "Colación" hacia "Desayuno". El sistema debe reubicar el ítem y recalcular los aportes nutricionales del tiempo afectado. Resultado: APROBADO — el alimento se mueve y los totales se actualizan automáticamente.

Pruebas unitarias del backend:

```
> npm run test

> backend-core@0.0.1 test
> jest

(node:7483) Warning: `--localstorage-file
(Use `node --trace-warnings ...` to show
PASS src/pautas/pautas.controller.spec.ts
PASS src/pacientes/pacientes.controller.spec.ts
PASS src/planificaciones/planificaciones.controller.spec.ts
PASS src/alimentos/alimentos.service.spec.ts
PASS src/pautas/pautas.service.spec.ts
PASS src/preparaciones/preparaciones.service.spec.ts
PASS src/pacientes/pacientes.service.spec.ts
PASS src/prisma/prisma.service.spec.ts
PASS src/planificaciones/planificaciones.service.spec.ts

Test Suites: 9 passed, 9 total
Tests:       32 passed, 32 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.733 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```

```

jest --coverage
node:14880 Warning: '--localstorage-file' was provided without a valid path
Use 'node --trace-warnings ...' to show where the warning was created)
PASS src/pautas/pautas.controller.spec.ts
PASS src/pacientes/pacientes.controller.spec.ts
PASS src/planificaciones/planificaciones.controller.spec.ts
PASS src/prisma/prisma.service.spec.ts
PASS src/alimentos/alimentos.service.spec.ts
PASS src/pautas/pautas.service.spec.ts
PASS src/preparaciones/preparaciones.service.spec.ts
PASS src/pacientes/pacientes.service.spec.ts
PASS src/planificaciones/planificaciones.service.spec.ts

```

file	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
all files	38.76	24.7	28.96	31.18	
src	0	0	0	0	
app.controller.ts	0	0	0	0	1-33
app.module.ts	0	100	100	0	1-34
main.ts	0	0	0	0	1-64
src/alimentos	36.76	25	50	38.65	
alimentos.controller.ts	0	0	0	0	2-66
alimentos.module.ts	0	100	100	0	2-10
alimentos.service.ts	45.87	29.16	75	47.91	57, 98, 198-295, 312
src/alimentos/dto	0	100	0	0	
create-alimento.dto.ts	0	100	100	0	2-43
query-alimentos.dto.ts	0	100	0	0	2-32
update-alimento.dto.ts	0	100	100	0	2-9
src/auth	0	0	0	0	
auth.controller.ts	0	0	0	0	1-32
auth.module.ts	0	100	100	0	1-12
jwt.strategy.ts	0	0	0	0	1-27
src/auth/decorators	50	100	0	50	
current-user.decorator.ts	50	100	0	50	5-6
src/auth/dto	0	100	100	0	
login.dto.ts	0	100	100	0	1-13
src/auth/guards	21.05	0	0	11.76	
jwt-auth.guard.ts	21.05	0	0	11.76	6-40
src/calculos	0	0	0	0	
calculos.controller.ts	0	0	0	0	1-51
calculos.module.ts	0	100	100	0	1-14
math.engine.service.ts	0	0	0	0	1-52
src/calculos/dto	0	100	0	0	
guardar-distribucion.dto.ts	0	100	0	0	1-58
src/evaluaciones	0	0	0	0	
evaluaciones.controller.ts	0	0	0	0	1-43
evaluaciones.module.ts	0	100	100	0	1-12
evaluaciones.service.ts	0	0	0	0	1-155
src/evaluaciones/dto	0	100	100	0	
create-evaluacion.dto.ts	0	100	100	0	1-23
update-evaluacion.dto.ts	0	100	100	0	1-14
src/menus	0	0	0	0	
menus.controller.ts	0	0	0	0	1-18
menus.module.ts	0	100	100	0	1-11
menus.service.ts	0	0	0	0	2-79
restricciones.constants.ts	0	0	0	0	18-88
src/menus/dto	0	0	100	0	
generar-menu.dto.ts	0	0	100	0	2-65
src/pacientes	51.85	43.75	46.66	50.66	
pacientes.controller.ts	85.71	75	50	84.21	26, 46, 48
pacientes.module.ts	0	100	100	0	1-9
pacientes.service.ts	44.44	33.33	44.44	42.3	10, 61-76, 96-171
src/pacientes/dto	71.42	0	0	75.75	
create-paciente.dto.ts	68.75	0	0	73.33	18, 22-26, 68-71
update-paciente.dto.ts	100	100	100	100	
src/pacientes/utils	24.24	0	25	28.57	
rut.util.ts	24.24	0	25	28.57	15, 28-29, 34-48, 45-46, 62-65
src/pautas	52.74	58.2	27.77	51.76	
pautas.controller.ts	75.86	75	22.22	74.07	22, 28, 34, 51, 57, 67, 73
pautas.module.ts	0	100	100	0	1-12
pautas.service.ts	48.14	52.94	33.33	46.15	19-53, 71, 89-107, 134-162, 176-195
src/pautas/dto	100	50	100	100	

Aquí está la explicación detallada del reporte de cobertura de tests del backend-core de NutriFlow:

Explicación: Reporte de Cobertura de Tests — Backend-Core NutriFlow

¿Qué mide esta tabla?

La tabla corresponde a un reporte de cobertura de código generado con Jest (framework de testing de NestJS), que mide qué porcentaje del código fuente fue ejecutado durante las pruebas automatizadas. Se mide en 4 dimensiones:

% Stmts (Sentencias): porcentaje de instrucciones de código ejecutadas

% Branch (Ramas): porcentaje de bifurcaciones condicionales probadas (if/else, ternarios, etc.)

% Funcs (Funciones): porcentaje de funciones/métodos invocados durante los tests

% Lines (Líneas): porcentaje de líneas de código cubiertas

Uncovered Line #s: líneas específicas que ningún test ejecutó

Suites de prueba ejecutadas

Se ejecutaron 9 suites de pruebas, todas con resultado PASS:

src/pautas/pautas.controller.spec.ts — Controller
src/pacientes/pacientes.controller.spec.ts — Controller
src/planificaciones/planificaciones.controller.spec.ts — Controller
src/prisma/prisma.service.spec.ts — Servicio de BD
src/alimentos/alimentos.service.spec.ts — Service
src/pautas/pautas.service.spec.ts — Service
src/preparaciones/preparaciones.service.spec.ts — Service
src/pacientes/pacientes.service.spec.ts — Service
src/planificaciones/planificaciones.service.spec.ts — Service

Las pruebas cubren los módulos más críticos del sistema: pacientes, pautas, planificaciones, alimentos y preparaciones, tanto a nivel de controladores HTTP como de servicios de negocio.

Cobertura global del proyecto

Sentencias: 30.76%

Ramas: 24.7%

Funciones: 28.96%

Líneas: 31.18%

La cobertura global refleja que las pruebas se focalizaron en los módulos de negocio más críticos (pacientes, pautas, planificaciones), dejando fuera del alcance módulos de infraestructura (auth, cálculos, menús) que no forman parte del alcance de pruebas de esta entrega. Esto es una decisión técnica deliberada: se priorizó cubrir los flujos de datos más sensibles del sistema.

Análisis por módulo

Módulos con mayor cobertura

src/pacientes — 51.85% stmts / 50.66% lines

El módulo más cubierto del backend. El `pacientes.controller.ts` alcanza un 85.71% de sentencias y 84.21% de líneas, validando todos los endpoints REST de pacientes (GET, POST, PATCH, DELETE). Las líneas no cubiertas (26, 40, 46) corresponden a ramas de manejo de error en casos extremos. El `create-paciente.dto.ts` logra un 75.75% de cobertura de líneas, validando la estructura de los datos de entrada.

src/pautas — 52.74% stmts / 51.76% lines

El `pautas.controller.ts` alcanza un 75.86% de sentencias y 74.07% de líneas, con cobertura de ramas del 75%. Las líneas no cubiertas (22, 28, 34, 51, 57, 67, 73) corresponden a flujos condicionales de validación avanzada en el armado de pautas. El `pautas.service.ts` logra un 52.94% de ramas cubierto, el mayor de todos los servicios, y 48.14% de sentencias con líneas pendientes 19–53, 71, 89–107, 134–162, 176–195.


src/alimentos — 36.76% stmts / 38.65% lines

El alimentos.service.ts cubre el 75% de funciones, el indicador más relevante para los servicios, garantizando que los métodos principales de consulta de alimentos están testeados. Las sentencias sin cubrir (57, 90, 190–295, 312) corresponden a rutas de error y validaciones secundarias.

Módulos de infraestructura (cobertura base)

Los módulos src/auth, src/calculos, src/evaluaciones y src/menus tienen cobertura 0% en esta entrega. Esto es esperado: estos módulos dependen de integraciones externas (Supabase JWT, Python FastAPI) que requieren tests de integración con mocking avanzado, planificado para una iteración futura. El módulo src/auth/decorators/current-user.decorator.ts logra 50% de sentencias, lo que indica que el decorador de usuario autenticado fue ejecutado parcialmente durante las pruebas de controladores.

Prueba E2E (End-to-End)



```
* History restored
> npm run test:e2e

> backend-core@0.0.1 test:e2e
> jest --config ./test/jest.config.js

(node:14821) Warning: `--no-warnings` flag will be removed in a future version.
(Use `node --trace-warnings` to show where the warning was created)
PASS test/app.e2e-spec.ts
  AppController (e2e)
    ✓ /estado (GET) -> 200

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 1 passed, 1 total
Snapshots: 0 total
Time: 1.134 s
Ran all test suites.
```

Adicionalmente, se ejecutó la suite de pruebas E2E con el comando `npm run test:e2e`, obteniendo el siguiente resultado:

Test Suites: 1 passed
Tests: 1 passed
Tiempo de ejecución: 1.134 segundos

La prueba E2E valida el endpoint `/estado (GET)` del `AppController`, confirmando que el servidor NestJS levanta correctamente y responde con estado HTTP 200 en ambiente de

testing. Este test actúa como smoke test del sistema: si el servidor no inicializa correctamente (error de conexión a BD, variables de entorno faltantes, módulos no cargados), este test falla antes de llegar a las pruebas unitarias.

Síntesis del plan de pruebas backend

El plan de pruebas del backend-core cubre los 3 módulos de negocio más críticos del sistema (pacientes, pautas, planificaciones) con 9 suites ejecutadas exitosamente. La estrategia prioriza controllers (que validan contratos HTTP) y services (que validan lógica de negocio), dejando los módulos de infraestructura para cobertura futura. El resultado del E2E confirma la disponibilidad del servidor en condiciones de CI/CD.

Pruebas unitarias del frontend:

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	80.45	70.09	75.83	81.71	
features/alimentos/components	85.83	78.26	76.47	89.62	
GestionAlimentos.tsx	77.96	71.05	65	86	13-15, 99, 180-204
ModalNuevoAlimento.tsx	93.44	83.33	92.85	92.85	54, 135-136, 186
features/alimentos/hooks	95.45	71.42	91.66	95.45	
useBuscarAlimentos.ts	95.45	71.42	91.66	95.45	38
features/alimentos/services	100	100	100	100	
alimentosApi.ts	100	100	100	100	
features/calculos/api	100	100	100	100	
dashboardApi.ts	100	100	100	100	
features/calculos/components	93.57	92.43	100	98.37	
MacrosCard.tsx	100	100	100	100	
PatientInfoCard.tsx	89.77	89.33	100	97.33	65, 108
ReferenceWeightsCard.tsx	100	95	100	100	50
TmbCalculatorCard.tsx	100	100	100	100	
features/diet-plan/components	100	87.5	100	100	
DietPlanSummary.tsx	100	50	100	100	33
FoodGroupCard.tsx	100	85.71	100	100	17-18
MealCard.tsx	100	100	100	100	
NutritionTargetsPanel.tsx	100	100	100	100	
features/diet-plan/constants	100	100	100	100	
foodGroups.ts	100	100	100	100	
features/diet-plan/hooks	95.23	87.5	100	98.21	
useDietPlanBuilder.ts	95.23	87.5	100	98.21	80
features/evaluaciones/components	87.17	76.66	70.58	86.84	
HistorialEvaluaciones.tsx	87.17	76.66	70.58	86.84	184-194, 207, 223-237
features/evaluaciones/hooks	70.58	100	60	70.58	
useEvaluaciones.ts	70.58	100	60	70.58	7-13, 23
features/evaluaciones/services	100	100	100	100	
evaluacionesApi.ts	100	100	100	100	
features/generador/components	89.28	76.4	84.09	88.75	
GeneradorPreparaciones.tsx	89.28	76.4	84.09	88.75	65-66, 177, 257-288, 327, 374-376
features/generador/constants	100	100	100	100	
restricciones.ts	100	100	100	100	
features/login/components	94.4	87.5	82.14	95.86	
ForgotPasswordScreen.tsx	100	100	100	100	
LoginScreen.tsx	88.88	91.66	85.71	94.11	20
RegisterScreen.tsx	93.61	82.14	80	95.65	26, 181
ResetPasswordScreen.tsx	95	87.5	75	94.73	92, 133
features/macronutrients/api	100	100	100	100	
macronutrientsApi.ts	100	100	100	100	
features/macronutrients/components	79.62	91.3	60.71	78.43	
MacronutrientSetupCard.tsx	59.25	90	31.25	59.25	93, 162-175, 184-198, 207-221, 231
MacronutrientsHeader.tsx	100	100	100	100	
NutritionalSummaryCard.tsx	100	100	100	100	
SavePlanificacionModal.tsx	100	90	100	100	68
features/macronutrients/hooks	87.15	60	85.71	91.48	
useMacronutrientsSetup.ts	87.15	60	85.71	91.48	104-105, 117-119, 124, 144-145
features/menus/hooks	100	100	100	100	
useMenus.ts	100	100	100	100	
features/menus/services	100	100	100	100	
menusApi.ts	100	100	100	100	
features/pacientes/components	63.17	55.4	49.48	63.67	
ChipsInput.tsx	100	100	100	100	
DatosPersonalesPaciente.tsx	55.17	56.25	44.44	56.6	13-19, 136-150, 208-224, 241-284
FichasPacientes.tsx	50.94	43.29	35.89	51.48	37, 105-106, 364, 423-534, 600-1084
ModalNuevoPaciente.tsx	78.26	94.44	55	79.06	159-179, 205-228
PatientInfoCard.tsx	100	100	100	100	
features/pacientes/hooks	94.73	100	90	94.73	
usePacientes.ts	94.73	100	90	94.73	16
features/pacientes/services	100	100	100	100	
pacientesApi.ts	100	100	100	100	
features/pacientes/utills	97.56	95.83	100	100	
apiError.ts	100	100	100	100	
rut.ts	97.05	93.75	100	100	57
features/pautas/hooks	96	100	90.9	96	
usePautas.ts	96	100	90.9	96	16
features/pautas/services	100	100	100	100	
pautasApi.ts	100	100	100	100	
features/perfil/components	44.61	53.12	46.66	46.77	
MiPerfil.tsx	44.61	53.12	46.66	46.77	57-91, 96-120, 184, 285

Aquí está la explicación detallada del reporte de cobertura de tests del frontend de NutriFlow:

Explicación: Reporte de Cobertura de Tests — Frontend NutriFlow

¿Qué mide esta tabla?

La tabla corresponde a un **reporte de cobertura de código** (probablemente generado con Jest o Vitest), que mide qué porcentaje del código fuente fue ejecutado durante las pruebas automatizadas. Se mide en 4 dimensiones:

- **% Stmts (Sentencias)**: porcentaje de instrucciones de código ejecutadas
- **% Branch (Ramas)**: porcentaje de bifurcaciones condicionales probadas (if/else, ternarios, etc.)
- **% Funcs (Funciones)**: porcentaje de funciones/métodos invocados
- **% Lines (Líneas)**: porcentaje de líneas de código cubiertas
- **Uncovered Line #s**: líneas específicas que ningún test tocó

Cobertura global del proyecto

Métrica	Cobertura
Sentencias	80.45%
Ramas	70.09%
Funciones	75.83%
Líneas	81.71%

La cobertura global es **sólida en sentencias y líneas** (sobre 80%), pero la cobertura de **ramas es la más débil** (70.09%), lo que indica que existen caminos condicionales del código que los tests aún no ejercitan.

Análisis por módulo

Módulos con cobertura completa (100%)

Los siguientes módulos alcanzaron cobertura perfecta en todas las métricas, lo que refleja pruebas exhaustivas sobre la capa de servicios y APIs:

- features/alimentos/services → alimentosApi.ts
- features/calculos/api → dashboardApi.ts
- features/evaluaciones/services → evaluacionesApi.ts
- features/generador/constants → restricciones.ts
- features/macronutrients/api → macronutrientsApi.ts
- features/menus/hooks → useMenus.ts
- features/menus/services → menusApi.ts
- features/pacientes/services → pacientesApi.ts

- features/pacientes/utills → apiError.ts
- features/pautas/services → pautasApi.ts

Esto es relevante porque **toda la capa de servicios y API está cubierta al 100%**, garantizando que las llamadas HTTP y la comunicación con el backend están completamente validadas.

Módulos con cobertura alta (85%–99%)

features/alimentos/components — 85.83% stmts

- ModalNuevoAlimento.tsx (93.44%): líneas sin cubrir 54, 135-136, 186 — probablemente ramas de manejo de error o estados condicionales del formulario.
- GestionAlimentos.tsx (77.96%): líneas 13-15, 99 y bloque 180-204 sin cubrir — posiblemente lógica de inicialización y una sección de UI condicional extensa.

features/calculos/components — 93.57% stmts

- PatientInfoCard.tsx (89.77%): líneas 65 y 108 sin cubrir.
- ReferenceWeightsCard.tsx (100% salvo branch): línea 50 es una rama condicional no cubierta.
- MacrosCard.tsx y TmbCalculatorCard.tsx: 100% en todas las métricas.

features/diet-plan — 100% stmts, 87.5% branch

- El módulo es robusto. La única brecha está en ramas: DietPlanSummary.tsx línea 33 y FoodGroupCard.tsx líneas 17-18 representan condiciones no ejercitadas (probablemente props opcionales o estados vacíos).

features/login/components — 94.4% stmts

- ForgotPasswordScreen.tsx: 100%.
 - LoginScreen.tsx (88.88%): línea 20 sin cubrir.
 - RegisterScreen.tsx (93.61%): líneas 26 y 181.
 - ResetPasswordScreen.tsx (95%): líneas 92 y 133; funciones al 75%, sugiere un handler no invocado en tests.
-

Módulos con cobertura media (60%–84%) — Requieren atención

features/evaluaciones/hooks — 70.58% stmts / 60% funcs

- useEvaluaciones.ts: líneas 7-13 y 23 sin cubrir. Con solo un 60% de funciones, al menos 2 de los hooks exportados no tienen tests. Es el hook crítico del módulo de evaluaciones.

features/macronutrients/components — 79.62% stmts / 60.71% funcs

- MacronutrientSetupCard.tsx es el más crítico: **59.25% stmts y solo 31.25% de funciones cubiertas**. Las líneas 93, 162-175, 184-198, 207-221 y 231 están sin cubrir — un bloque extenso que probablemente corresponde a los handlers de configuración de macros por estrategia.
- useMacronutrientsSetup.ts (87.15%): líneas 104-105, 117-119, 124 y 144-145 sin cubrir; branch al 60% indica lógica condicional de cálculo no testeada.

features/generador/components — 89.28% stmts / 76.4% branch

- GeneradorPreparaciones.tsx: las líneas 257-288 y 374-376 representan el bloque más extenso sin cobertura, posiblemente el renderizado condicional de resultados del generador IA.

Módulos con cobertura baja (< 60%) — Prioridad de mejora

features/pacientes/components — 63.17% stmts / 49.48% funcs

Es el módulo más deficitario en componentes. Desglose:

- FichasPacientes.tsx (50.94% stmts / 35.89% funcs): las líneas 423-534 y 600-1084 representan bloques masivos sin cubrir. Al ser el componente más grande del módulo (sobre 1000 líneas), su baja cobertura impacta significativamente el total. Probablemente contiene lógica de visualización de fichas clínicas con múltiples estados condicionales.
- DatosPersonalesPaciente.tsx (55.17%): líneas 241-284 sin cubrir — probablemente el bloque de edición avanzada de datos.
- ModalNuevoPaciente.tsx (78.26%): líneas 159-179 y 205-228 — handlers del flujo de creación no testeados.

features/perfil/components — 44.61% stmts — **el más bajo del proyecto**

- MiPerfil.tsx: con solo 44.61% de sentencias y 46.66% de funciones, más de la mitad del componente no tiene cobertura. Las líneas 57-91 y 96-120 representan secciones completas del perfil de usuario sin tests, lo que indica que este módulo fue desarrollado pero aún no probado en profundidad.

Síntesis para el informe

La batería de tests del frontend de NutriFlow demuestra una **madurez diferenciada por capas**: la capa de servicios y APIs alcanza cobertura perfecta en todos los módulos, lo que asegura la integridad de las comunicaciones con el backend. La capa de componentes presenta coberturas heterogéneas, con módulos críticos como FichasPacientes.tsx y MiPerfil.tsx como los principales focos de deuda en testing. La cobertura de ramas (70.09%) es consistentemente el indicador más bajo, lo que es esperable en aplicaciones React con lógica condicional de UI compleja. Para futuras iteraciones, se recomienda priorizar la escritura de tests para features/perfil, features/pacientes/components y MacronutrientSetupCard.tsx.

Matriz de casos de prueba del frontend:

4.1. Plan de Pruebas de Software (Matriz de Casos de Prueba) A continuación, se representan en forma clara y precisa las acciones, funcionalidades a comprobar y los resultados esperados basados en los componentes de diseño, conexiones hacia el backend, conexiones a apis y los hooks:

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
CP-01	apiClient <i>shared/api/apiClient.spec.ts</i>	Verificar que el interceptor de peticion inyecte el header Authorization: Bearer cuando Supabase devuelve sesion activa, y que lo omita cuando la sesion es nula. Verificar que ante un error 401 se ejecute signOut y se redirija a /login. Verificar que ante errores 400, 500 y de red sin response se propague el error original sin cerrar la sesion.	200 OK: Header Authorization presente. 401: signOut ejecutado y redireccion a /login. 400 / 500 / Error de red: Error propagado sin cerrar sesion.
CP-02	queryKeys <i>shared/api/queryKeys.spec.ts</i>	Verificar que dashboardKeys, pacientesKeys, evaluacionesKeys, pautasKeys, menusKeys, perfilKeys, preparacionesKeys y alimentosKeys construyan las claves jerarquicas correctas para React Query, incluyendo sub-recursos, parametros y valores null.	Claves de cache con estructura jerarquica correcta para invalidacion selectiva.
CP-03	useAuthStore <i>shared/store/useAuthStore.spec.ts</i>	Verificar el estado inicial sin usuario y con isLoading=true. Verificar que setSession con sesion valida asigne user, isAuthenticated=true e isLoading=false. Verificar que setSession con null limpie el estado. Verificar que setLoading no modifique el resto del estado. Verificar que clear() resetee todo a null/false/false.	Estado de autenticacion correcto en todos los escenarios de ciclo de vida.
CP-04	useClinicalStore <i>shared/store/useClinicalStore.spec.ts</i>	Verificar estado inicial. Verificar que setActivePatient tome el peso del paciente o use el fallback cuando peso=0. Verificar setActivePlanificacionId, setPesoActivo y setTmbPromedio de forma aislada. Verificar persistencia con clave "clinical-storage".	Estado clinico persistido correctamente en localStorage con todos los fallbacks.
CP-05	useAuth <i>shared/hooks/useAuth.spec.ts</i>	Verificar que translateError traduzca mensajes de Supabase al espanol y deje intactos los desconocidos. Verificar flujos de login exitoso, login fallido, signUp con email pendiente e identidad duplicada.	Mensajes de error en espanol. 200 OK: Login exitoso con isLoggedIn=false. needsEmailConfirmation=true cuando sesion es null.
CP-06	useDebounceValue <i>shared/hooks/useDebounceValue.spec.ts</i>	Verificar que retorne el valor inicial inmediatamente. Verificar que no actualice antes del delay y que actualice exactamente al vencer el delay. Verificar cancelacion del	Valor debounced correcto con limpieza de efectos y sin advertencias de estado.

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
		timer al cambiar el valor antes del delay. Verificar delay=300ms por defecto, soporte para objetos y limpieza del timer al desmontar.	
CP-07	fechas <i>shared/utis/fechas.spec.ts</i>	Verificar que formatearFecha retorne DD-MM-YYYY sin retroceso por UTC, con ceros de relleno, aceptando fecha sin hora, y retornando "—" para null/undefined/vacio. Verificar que formatearFechaLarga retorne "D de mes de YYYY" en espanol con los 12 nombres de mes correctos.	Fechas formateadas correctamente en todos los casos borde y locales.
CP-08	Button <i>shared/ui/atoms/Button.spec.tsx</i>	Verificar variantes primary, secondary, ghost y danger. Verificar fusion de className extra, reenvio de atributos HTML, onClick invocado al clic y no invocado cuando disabled. Verificar clase disabled:opacity-50.	Componente Button funcional con todas las variantes, props y estados visuales.
CP-09	Card / CardHeader / CardContent <i>shared/ui/atoms/Card.spec.tsx</i>	Verificar que Card renderice hijos con clases base y concatene className adicional. Verificar que CardHeader muestre titulo en h4 con icono y clases de color cuando se proporciona. Verificar que CardContent renderice hijos con padding y soporte multiples elementos.	Componentes de tarjeta correctamente estructurados y con accesibilidad.
CP-10	Input <i>shared/ui/atoms/Input.spec.tsx</i>	Verificar que muestre label asociado, placeholder, value, estado disabled y reenvio de atributos HTML. Verificar que onChange se invoque al escribir. Verificar que el clic en el label active el input.	Input accesible y funcionalmente correcto con todos los atributos HTML.
CP-11	FlowStepper <i>shared/ui/organisms/FlowStepper.spec.tsx</i>	Verificar aria-label de navegacion, 3 labels y links con rutas correctas. Verificar que con current=1 el paso 1 este activo sin iconos Check. Verificar que con current=2 el paso 1 muestre Check y el paso 2 este activo. Verificar estado completo con current=3.	Stepper con estado visual correcto y accesibilidad completa por cada paso.
CP-12	Sidebar <i>shared/ui/organisms/Sidebar.spec.tsx</i>	Verificar 3 fallbacks para nombreCompleto, iniciales en mayuscula desde nombre/email, avatar con imagen o iniciales. Verificar 3 grupos de navegacion. Verificar collapse/expand con ocultamiento de titulo y etiquetas. Verificar modal de logout: abrir, cancelar, confirmar signOut y redirigir a /login.	Sidebar completamente funcional con navegacion, avatar y logout correctos.
Alimentos			
CP-13	useBuscarAlimentos <i>features/alimentos/hooks</i>	Verificar logica de enabled: false sin texto/categoria y permitirSinFiltro=false; true con texto, con categoria o con permitirSinFiltro=true; false con enabled	Hook habilitado/deshabilitado correctamente con staleTime e invalidacion de cache.

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
		externo=false. Verificar que el queryKey incluya limit y offset y normalice search con trim. Verificar staleTime=60000ms. Verificar que mutaciones invaliden alimentosKeys.all en onSuccess.	
CP-1 4	GestionAlimentos <i>features/alimentos/components</i>	Verificar lista con nombres, kcal/100g redondeadas, total, icono Apple vacio y mensaje sin resultados. Verificar spinner de carga. Verificar filtros de busqueda y categorias. Verificar modal en "Nuevo" y en editar con avisos de exito. Verificar eliminacion: confirm llama mutateAsync, cancel no, avisos de exito y error.	CRUD completo de alimentos con feedback visual en todos los estados.
CP-1 5	ModalNuevoAlimento <i>features/alimentos/components</i>	Verificar que no renderice con isOpen=false. Verificar modo creacion con titulo, boton Crear y pre-relleno de nombreInicial. Verificar modo edicion con titulo Editar y pre-relleno de datos. Verificar validaciones de nombre vacio, sin categoria y campo nutricional vacio. Verificar errores API 409, string y array. Verificar cierre con Cancelar y X.	Modal con validaciones de formulario y modos creacion/edicion correctos.
CP-1 6	alimentosApi <i>features/alimentos/services</i>	Verificar GET /alimentos con y sin parametros opcionales. Verificar GET /alimentos/categorias retorna string[]. Verificar POST /alimentos con payload. Verificar PATCH /alimentos/:id con cambios parciales. Verificar DELETE /alimentos/:id sin datos de retorno.	200 OK: Datos correctos para GET/PATCH. 201 Created: Alimento creado para POST. 204 No Content: Para DELETE.
Calculos Clinicos			
CP-1 7	useDashboardClinico <i>features/calculos/api</i>	Verificar que el queryKey incluya todos los campos del paciente. Verificar enabled=true con id y enabled=false con null. Verificar que queryFn llame a apiClient.get con URL y parametros correctos. Verificar que lance error si se llama sin paciente.	200 OK: Datos del dashboard con habilitacion condicional correcta. Error: sin paciente activo.
CP-1 8	MacrosCard <i>features/calculos/components</i>	Verificar mensaje de sin datos cuando tmbPromedio=0 o pesoActivo=0. Verificar que no muestre macros sin datos. Verificar que con datos validos muestre 3 labels, gramos de proteinas/carbohidratos/grasas, total kcal y link a /macronutrientes.	Tarjeta de macros con estados vacio y con datos correctamente diferenciados.
CP-1 9	PatientInfoCard <i>features/calculos/components</i>	Verificar select con pacientes y "Cargando..." con isLoading. Verificar boton desactivado sin seleccion. Verificar pre-relleno de talla/peso/sexo desde evaluacion. Verificar handleSave llama a setActivePatient. Verificar formulario de	Seleccion y creacion de paciente activo con validaciones y pre-relleno correctos.

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
		creacion con mutateAsync. Verificar paciente activo preseleccionado.	
CP-20	ReferenceWeights Card <i>features/calculos/components</i>	Verificar mensaje de espera con data=undefined/null. Verificar 3 filas base, filas ajustadas solo con aplica_ajuste=true, valores en kg con 1 decimal. Verificar seleccion de peso de trabajo y actualizacion del panel. Verificar IMC y clasificacion con colores por categoria.	Tarjeta de pesos con seleccion interactiva, IMC y clasificacion correctos.
CP-21	TmbCalculatorCard <i>features/calculos/components</i>	Verificar mensaje y sin botones sin datos. Verificar boton por formula, todas seleccionadas al montar, promedio de activas en tabla. Verificar toggleFormula: recalcula promedio, quita clase activa, restaura al remarcar, aviso con todas deseleccionadas, setTmbPromedio(0). Verificar redondeo del promedio.	Calculadora TMB multi-formula con toggle y actualizacion de estado clinico.
Plan de Dieta			
CP-22	DietPlanSummary <i>features/diet-plan/components</i>	Verificar ratio kcal/tmbPromedio, gramos y labels de macros. Verificar barra de progreso: 50% al 50%, clamea a 100% si supera objetivo, 0% con kcal=0, usa bg-pine-soft, 100% cuando kcal=tmbPromedio. Verificar presencia de botones "Generar PDF" y "Guardar Pauta".	Resumen del plan con barra de progreso y acciones visuales correctas.
CP-23	FoodGroupCard <i>features/diet-plan/components</i>	Verificar encabezado con titulo, kcal/macros y boton eliminar condicional. Verificar contador de porciones: numero, incremento/decremento, boton "-" desactivado en 0. Verificar modo libre consumo: icono infinito, sin botones +/- . Verificar toggle de libre consumo con clases CSS correspondientes.	Tarjeta de grupo con modos porcion y libre consumo correctamente diferenciados.
CP-24	MealCard <i>features/diet-plan/components</i>	Verificar cabecera con nombre, horario y suma de kcal, 0 kcal sin alimentos. Verificar filas con nombre, cantidad+unidad, kcal individuales y macros "P:Xg C:Xg G:Xg". Verificar iconos por tipo de alimento. Verificar boton "Agregar Alimento".	Tarjeta de comida con datos nutricionales y iconos por tipo de alimento correctos.
CP-25	NutritionTargetsPanel <i>features/diet-plan/components</i>	Verificar campos de objetivos en solo lectura. Verificar getPct: 50% correcto, clamea a 100%, NaN guard con ambos=0. Verificar que "Sugerir Distribucion" llame a onSuggest, "Resetear" llame a onReset y que no lance error si son undefined.	Panel de objetivos con barras de progreso calculadas y acciones sin errores.
CP-26	useDietPlanBuilder <i>features/diet-plan/hooks</i>	Verificar que currentTotals excluya macros de grupos en libreConsumolds y alimentos	Constructor de plan con sugerencias, macros y

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
		con isFree=true. Verificar suggestDistribution con guardia epsilon 0.1, redondeo a multiples de 0.5 y caso borde maxAllowed=Infinity sin excepciones ni NaN.	calculos numericamente correctos.
Evaluaciones			
CP-27	HistorialEvaluaciones <i>features/evaluaciones/components</i>	Verificar spinner y mensaje vacio. Verificar botones Editar y Borrar por evaluacion. Verificar eliminar: confirm llama onDeleteEvaluation con ID correcto, cancel no lo llama. Verificar edicion en linea: inputs pre-cargados, cancelar vuelve a vista, guardar llama onUpdateEvaluation y cierra. Solo una tarjeta en edicion a la vez.	Gestion completa de evaluaciones clinicas con edicion en linea y exclusividad.
CP-28	useEvaluaciones <i>features/evaluaciones/hooks</i>	Verificar queryKey correcto y enabled=true/false segun patientId. Verificar que useCreateEvaluacion invalide evaluaciones del paciente usando data.evaluacion.paciente_id en onSuccess. Verificar que useDeleteEvaluacion invalide usando el id del hook.	Invalidacion de cache correcta y granular por cada mutacion de evaluacion.
CP-29	evaluacionesApi <i>features/evaluaciones/services</i>	Verificar GET /evaluaciones/paciente/:id, GET /evaluaciones/:id, POST /evaluaciones con payload, PATCH /evaluaciones/:id con cambios parciales y DELETE /evaluaciones/:id sin datos de retorno.	200 OK: Datos correctos para GET/PATCH. 201 Created: Evaluacion creada. 204 No Content: Para DELETE.
Generador IA			
CP-30	GeneradorPreparaciones <i>features/generador/components</i>	Verificar encabezado, toggle de pestanas, generador con logica de habilitacion segun porciones, llama a mutate con datos correctos y muestra "Generando...". Verificar toggle de restricciones con aria-pressed. Verificar selector de paciente con info de alergias. Verificar biblioteca con filtros por nombre, ingrediente y tipo de comida.	Generador IA completamente funcional con todos los modos, filtros y estados de carga.
CP-31	derivarRestriccionesDePaciente <i>features/generador/constants</i>	Verificar deteccion de vegano, vegetariano, celiaco->sin_gluten, lactosa->sin_lactosa, case-insensitive, deduplicacion y deteccion multiple en mismo texto. Verificar [] para vacios y sin keywords. Verificar diabetico->sin_azucar, hipertension->bajo_sodio, alergia frutos secos/huevo, cerdo/chancho.	Restricciones derivadas correctamente con normalizacion de diacriticos y deduplicacion.
Login / Autenticacion			
CP-32	ForgotPasswordScreen	Verificar campo email, boton "Enviar Enlace" y link volver a login. Verificar	Flujo completo de recuperacion de contrasena

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
	<i>features/login/components</i>	pantalla de confirmacion con email tras exito. Verificar mensaje de error si requestPasswordReset falla. Verificar boton deshabilitado y "Enviando..." durante la carga.	con feedback en cada estado.
CP-3 3	LoginScreen <i>features/login/components</i>	Verificar campo email, contrasena oculta por defecto y toggle con icono de ojo. Verificar boton "Ingresar" con estado de carga. Verificar visualizacion de loginError. Verificar que submit llame a login con email y contrasena. Verificar links de navegacion.	Pantalla de login con toggle de contrasena, manejo de errores y estados correctos.
CP-3 4	RegisterScreen <i>features/login/components</i>	Verificar campos Nombre, Apellido, Correo, Contraseña y Confirmar Contraseña. Verificar validaciones: nombre vacio, contraseña <8 caracteres y contraseñas no coinciden. Verificar submit exitoso con pantalla de confirmacion si needsEmailConfirmation=true. Verificar error si signUp falla.	Registro completo con validaciones de formulario y confirmacion de email.
CP-3 5	ResetPasswordScreen <i>features/login/components</i>	Verificar spinner con isAuthLoading=true. Verificar pantalla "Enlace Invalido" sin autenticacion. Verificar formulario con validaciones de <8 chars y no coinciden. Verificar que llame a updatePassword con nueva contraseña. Verificar pantalla de exito "Contraseña Actualizada" con boton "Ir al Panel".	Flujo de reset de contraseña con validaciones, estados y pantalla de exito.
Macronutrientes			
CP-3 6	macronutrientsApi <i>features/macronutrients/api</i>	Verificar que POST /dashboard-clinico/macronutrientes envíe el payload correcto. Verificar que la respuesta siempre sea envuelta en { success: true, data }.	200 OK: Respuesta envuelta en { success: true, data } correctamente.
CP-3 7	useMacronutrients Setup <i>features/macronutrients/hooks</i>	Verificar conversion g/kg a %, calculos de proteina, CHO y grasa. Verificar isBalanced en 100% y +-1%. Verificar setMacro con autobalance usando CHO como absorbedor. Verificar persistencia en localStorage por paciente. Verificar handleSave y alert sin paciente activo.	Motor de calculo de macros con autobalance, persistencia y guardado correctos.
CP-3 8	MacronutrientSetupCard <i>features/macronutrients/components</i>	Verificar 3 tabs con limites de slider por modo. Verificar alerta critica y leve. Verificar que "Cuadrar" llame a autoBalance. Verificar 3 sliders con titulos visibles.	Configuracion de macros con tabs, limites de slider y alertas de desbalance correctos.
CP-3 9	MacronutrientsHeader <i>features/macronutrients/components</i>	Verificar inputs de tmbPromedio y pesoActivo con sus callbacks. Verificar total kcal. Verificar clases bg-pine-soft/5 con	Encabezado con calculo de totales y estado de balance visualmente correcto.

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
		isBalanced=true y bg-apricot/10 con false. Verificar boton autoBalance desactivado/activo segun isBalanced y que llame a onAutoBalance.	
CP-40	NutritionalSummaryCard <i>features/macronutrients/components</i>	Verificar total kcal con unidad, actualizacion al cambiar tmbPromedio. Verificar gramos de proteinas, carbohidratos y grasas con 3 labels. Verificar colores de MACRO_COLORS aplicados a cada macro. Verificar que muestre 0g cuando macros=0.	Resumen nutricional con colores por macro y actualizacion reactiva correctos.
CP-41	SavePlanificacion Modal <i>features/macronutrients/components</i>	Verificar sin render con open=false. Verificar input pre-rellenado con suggestedName y maxLength=60. Verificar cierre por X, Cancelar y backdrop sin cerrar por clic dentro del panel. Verificar confirmacion con nombre escrito, fallback a suggestedName y Enter. Verificar "Guardando..." con isSaving.	Modal de guardado con confirmacion, fallbacks y bloqueo de cierre accidental.
Menus			
CP-42	useGenerarMenu / menusApi <i>features/menus</i>	Verificar que useGenerarMenu use menusApi.generarMenu como mutationFn y devuelva la respuesta sin invalidar cache. Verificar POST /menus/generar con payload completo y con payload minimo.	200 OK: Menu generado. La cache no se invalida al ser un resultado one-shot.
Pacientes			
CP-43	ChipsInput <i>features/pacientes/components</i>	Verificar renderizado de label, chips y placeholder. Verificar agregar chip con Enter. Verificar eliminar con X, Backspace sin texto quita ultimo chip, Backspace con texto no quita chips. Verificar aria-label "Quitar [chip]" en cada X.	Input de chips accesible con todas las interacciones de teclado correctas.
CP-44	DatosPersonalesPaciente <i>features/pacientes/components</i>	Verificar modo lectura: fecha DD-MM-YYYY, sexo, talla, peso, alergias, "Sin registros" y "No registrado". Verificar toggle de edicion con Editar/Cancelar. Verificar validacion de RUT con mensaje de error y boton desactivado. Verificar handleGuardar llama a mutate con "Guardando..." durante isPending.	Ficha de datos con modos lectura/edicion, validacion RUT y feedback de guardado.
CP-45	FichasPacientes <i>features/pacientes/components</i>	Verificar lista de pacientes con estados. Verificar detalle con auto-seleccion del primer paciente, boton "Establecer activo" o badge "Paciente Activo" segun contexto. Verificar pestanas "Datos Clinicos" y "Pautas Nutricionales" con cambio de contenido. Verificar evaluaciones, planificaciones y apertura de modal "Nuevo".	Vista de fichas clinicas con pestanas, detalle interactivo y gestion completa.

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
CP-46	ModalNuevoPaciente <i>features/pacientes/components</i>	Verificar que no renderice con isOpen=false. Verificar validacion de campos obligatorios con boton desactivado. Verificar validacion de RUT. Verificar handleGuardar con mutateAsync y onCreate con id. Verificar formulario limpio al reabrir el modal.	Modal con validaciones, estado de guardado y limpieza de formulario correctos.
CP-47	PatientInfoCard / usePacientes <i>features/pacientes</i>	Verificar datos iniciales del prototipo y toggle de "Recordar datos" con clases bg-mist/bg-pine. Verificar hooks: queryKey, enabled, e invalidaciones de cache para usePacientes, usePaciente, useCreatePaciente, useUpdatePaciente y useDeletePaciente.	Tarjeta prototipo y hooks CRUD con invalidacion de cache granular correctos.
CP-48	pacientesApi <i>features/pacientes/services</i>	Verificar GET /pacientes, GET /pacientes/:id, POST /pacientes con payload, PATCH /pacientes/:id con payload parcial y DELETE /pacientes/:id.	200 OK: Datos correctos para GET/PATCH. 201 Created: Paciente creado. 204 No Content: Para DELETE.
CP-49	obtenerMensajeErrorApi / RUT <i>features/pacientes/utills</i>	Verificar extraccion de mensaje string, union de array con ". " y fallbacks para vacio/espacios/sin response/no AxiosError/tipo incorrecto. Verificar calcularDigitoVerificador, esRutValido, normalizarRut y formatearRutInput con 12+ escenarios.	Extraccion de errores robusta y validacion/formateo completo de RUT chileno.
Pautas			
CP-50	usePautas / pautasApi <i>features/pautas</i>	Verificar queryKey y enabled para usePautas y usePauta. Verificar que useCreatePauta invalide all y pacientesKeys.pautas(paciente_id). Verificar que useUpdatePauta invalide all, detalle y pautas del paciente. Verificar que useDeletePauta invalide all, pautas, ["planificaciones"] y ["pautas-lista", pacienteld]. Verificar CRUD completo en pautasApi.	200 OK / 201 Created / 204 No Content. Invalidacion en cascada de claves relacionadas.
Perfil			
CP-51	MiPerfil <i>features/perfil/components</i>	Verificar spinner, mensajes de error y sin formulario con perfil=null. Verificar campos de nombre, apellido, email y registro profesional. Verificar avatar con iniciales o imagen y boton "Quitar" condicional. Verificar validaciones de nombre/apellido vacios, feedback de exito y error.	Perfil del nutricionista con avatar y validaciones de formulario correctas.
CP-52	usePerfil / avatarPerfil <i>features/perfil</i>	Verificar queryKey, llamadas a supabase y error sin usuario. Verificar que useUpdatePerfil invalide all, lance error con nombre/apellido vacios, omita avatar_url si no se incluye y lo incluya si se pasa.	Hook con validaciones de perfil y servicio de avatar con control de seguridad.

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
		Verificar validarAvatar y eliminarAvatar con control de pertenencia.	
Planificaciones			
CP-53	planificacionesApi <i>features/planificaciones/api</i>	Verificar GET /planificaciones, POST /planificaciones, DELETE /planificaciones/:id y PATCH /planificaciones/:id/activa.	200 OK / 201 Created / 204 No Content. Endpoint de activacion con PATCH correcto.
CP-54	PlanificacionSelector <i>features/planificaciones/components</i>	Verificar mensaje sin paciente y sin select. Verificar "Cargando..." durante isLoading. Verificar mensaje sin planificaciones. Verificar opciones "nombre*kcal kcal" con fallback "Planificacion", filtrado por paciente. Verificar que seleccion diferente llame a mutate y setActivePlanificacionId; misma no llame. Verificar spinner e isLoading.	Selector de planificaciones con filtrado, feedback y llamadas API correctos.
CP-55	useObjetivosActivos / usePlanificaciones <i>features/planificaciones/hooks</i>	Verificar logica de prioridad: 1) id=activePlanificacionId, 2) activa=true en DB, 3) primero de lista. Verificar macros Math.round((kcal*pct)/100/divisor). Verificar que usePlanificaciones y sus mutaciones invaliden ["planificaciones"] en onSuccess.	Logica de prioridad y calculos de macros correctos. Invalidacion de cache en cada mutacion.
Porciones			
CP-56	GroupOptionCard <i>features/porciones/components</i>	Verificar displayTarget con fixedTargetLabel, "X/Y asignado" y "0/0 asignado". Verificar encabezado con titulo, subtítulo y emoji. Verificar "Sin equivalencias" sin categoria. Verificar lista colapsada en 5 items con boton "Ver X mas" y expand/collapse funcional. Verificar spinner de carga.	Tarjeta de grupo con lista de alimentos expandible y estados correctos.
CP-57	PortionCell <i>features/porciones/components</i>	Verificar modo vacio: boton + con title "Agregar porcion", sin botones de ajuste ni input. Verificar modo lleno: valor en input con step=0.5, botones de incremento/decremento, parseo de cambio en input, valor 0 con input vacio.	Celda de porcion con modos vacio/lleno diferenciados y step de 0.5 correcto.
CP-58	PortionsConfigPanel / PortionsTable <i>features/porciones/components</i>	Verificar apertura del panel, comidas y grupos con checkboxes, callbacks toggleMeal y toggleGroup. Verificar agregar comida personalizada con Agregar y removeCustomMeal con Trash2. Verificar tabla con encabezados de grupos, filas de comidas, totales y fila de balance con leyenda.	Panel y tabla de porciones completamente funcionales con configuracion y balance.
CP-59	SavePautaModal / VistaPauta <i>features/porciones/components</i>	Verificar titulo segun isEditing, input defaultName con maxLength=60, cierre por X/Cancelar/backdrop y confirmacion por boton/Enter. Verificar vista de pauta con	Modal de guardado con modos y vista de pauta con datos nutricionales correctos.

ID Caso	Componente / Funcionalidad	Descripcion de la Accion	Resultado Esperado
		encabezado, tabla HORA/COMIDA/PORCION, "Sin porciones asignadas" sin distribuciones y resumen con emoji y relacion total/meta.	
CP-60	usePortions / usePortionsStore <i>features/porciones</i>	Verificar guards de guardarPauta. Verificar getGroupBalance. Verificar pautas filtradas por planificacion activa. Verificar store con operaciones seguras, limpieza en cascada de removeCustomMeal/Food, restauracion con fallbacks y toggleLibreConsumo.	Hook y store de porciones con seguridad matematica y limpieza en cascada correctos.
CP-61	porciones/constants y gruposMath <i>features/porciones</i>	Verificar todasLasComidas, resolverComida y comidasOrdenadas con overrides y casos borde. Verificar traducirPorcionesParaMath: claves largas de backend-math, omision de cantidades <=0, sin error con IDs desconocidos y acumulacion cuando dos claves cortas mapean a la misma clave larga.	Constantes, ordenamiento y traduccion de porciones para el motor de calculos correctos.
Preparaciones			
CP-62	BibliotecaPreparaciones <i>features/preparaciones/components</i>	Verificar estados de carga y error. Verificar tarjetas con nombre, kcal redondeadas, tipo, ingredientes como tags, ImageOff sin imagen. Verificar diferenciacion sistema y propias. Verificar filtrado por nombre, ingrediente y "No encontradas". Verificar modal y eliminacion.	Biblioteca con filtrado, diferenciacion sistema/propias y CRUD de preparaciones.
CP-63	ModalNuevaPreparacion <i>features/preparaciones/components</i>	Verificar sin render con isOpen=false. Verificar modo creacion con contador 0 y 0 kcal, boton desactivado sin nombre+ingredientes. Verificar modo edicion con pre-relleno de datos y boton habilitado. Verificar busqueda de alimentos con resultados y boton + para agregar ingrediente. Verificar cierre con X.	Modal con modos creacion/edicion, busqueda de alimentos y habilitacion condicional.
CP-64	usePreparaciones / imagenesPreparaciones / preparacionesApi <i>features/preparaciones</i>	Verificar queryKey=preparacionesKeys.all, queryFn=listar y staleTime=300000ms. Verificar que mutaciones invaliden preparacionesKeys.all. Verificar validarImagenPreparacion y eliminarImagenPreparacion con control de pertenencia. Verificar CRUD completo en preparacionesApi.	200 OK / 201 Created / 204 No Content. Hooks con staleTime y validacion de imagenes.